

VSIA "Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas" laboratorijas metožu reģistrs

Izmekl. joma	Metodes identifikācija	Metodes identifikācija (iepriekš)	Izmeklējuma identifikācija	Izmeklējuma tehnoloģija	Izmeklējamais materiāls	Izmeklējums
H	Hematoloģija					
H	M-H-001/01	MET-H-01/01	Asins analīze ar 5 daļu diferencējošo asins analizatoru, Sysmex-XN-1000	Automatizēta ar 5 daļu hematoloģijas analizatoru: elektriskā pretestība; matemātisks aprēķins; gaismas absorbēšana; plūsmas citometrija: fluorometrija; citoķīmija, citometrija	Asinis	Hemoglobīns (HGB), eritrocīti (RBC), hematokrīts (HCT), vidējais hemoglobīna saturs eritrocītā (MCH), vidējā hemoglobīna koncentrācija eritrocītā (MCHC), vidējais eritrocīta tilpums (MCV), eritrocītu anizocitozē (RDW-CV, RDW-SD), trombocīti (PLT), vidējais trombocītu tilpums (MPV), trombocitokrīts (PCT), trombocītu anizocitozē (PDW), trombocītu-lielo šūnu attiecība (P-LCR), leikocīti (WBC), neitrofili (NEUT%,#), limfocīti (LYMPH%,#), monocīti (MO%,#), eozinofili (EO%,#), bazofili (BA%,#), nenobriedušu granulocītu skaits (IG%,#), kodolsaturošu eritrocītu skaits (NRBC%,#), retikulocīti (RET%, #), retikulocītu hemoglobīna ekvivalents (RET-HE), nenobriedušu retikulocītu frakcija (IRF), apakšējās fluorescences attiecība (LFR), vidējās fluorescences attiecība (MFR), augšējās fluorescences attiecība (HFR), nenobriedušu trombocītu frakcija (IPF)
H	M-H-002/00	MET-H-02/01	Leikocitārā formula un eritrocītu morfoloģija	Pēc May - Grünwald – Giemsa krāsota preparāta gaismas mikroskopija / Gaismas mikroskops	Asinis	Leikocitārā formula un eritrocītu morfoloģija
H	M-H-003/00	MET-H-03/01	Eritrocītu grimšanas ātrums	Automatizēta ar analizatoru: kapilārā fotometrija / Roller-20	Asinis	Eritrocītu grimšanas ātrums
H	M-H-004/02	MET-H-04/01	Asins gāzes/ Rapidpoint	Automatizēta ar analizatoru: potenciometrija, amperometrija, spektrofotometrija / Rapidpoint	Kapilāras asinis	Asins gāzu un pH analīze (Nātrijs, kālijs, pH, pCO ₂ , pO ₂ , SO ₂ , BE, HCO ₃ , CHCO ₃ , jonizētais kalcījs) + kooksimetrija

H	M-H-005/01	-	Kaulu smadzeņu hematoloģiskā izmeklēšana ar asins analizatoru Sysmex-XN-1000 un kaulu smadzeņu citoloģiskā izmeklēšana	Automatizēta ar 5 daļu hematoloģijas analizatoru: elektriskā pretestība; matemātisks aprēķins; gaismas absorbciija; plūsmacitometrija: fluorometrija; citoķīmija, citometrija; gaismas mikroskopija / Sysmex XN 1000, Gaismas mikroskops	Kaula smadzeņu aspirāts	Kaulu smadzeņu hematoloģiskā izmeklēšana
H	M-FC-001/00	MET-H-10/01	HLA-B27	Plūsmas citometrija / Beckman Coulter Navios Ex plūsmas citometrs	Asinis	HLA B27 noteikšana
H	M-FC-002/00	MET-H-07/01	Limfocītu subpopulāciju noteikšana (T, B, NK šūnu virsmas receptoru noteikšana)	Plūsmas citometrija / Beckman Coulter Navios Ex plūsmas citometrs	Asinis	Limfocītu subpopulāciju noteikšana (6-krāsu TBNK protokols)
H	M-FC-003/00	MET-H-08/01	Akūtas leikozes orientējoša imūnfenotipēšana*	Plūsmas citometrija; antivielu paneļu analīze / Beckman Coulter Navios Ex plūsmas citometrs	Kaulu smadzeņu asspirāts, venozās asinis, Transfix	Leikēmijas imūnfenotipa (LAIP) noteikšana*
H	M-FC-004/00	MET-H-09/01	B limfoblastu leikozes (B-ALL) fenotipēšana*	Plūsmas citometrija; antivielu paneļu analīze / Beckman Coulter Navios Ex plūsmas citometrs	Kaulu smadzeņu asspirāts, venozās asinis, Transfix	B limfoblastu leikozes (B-ALL) fenotipēšana (Leikēmijas fenotipiska klasificēšana)*
H	M-FC-005/00	MET-H-09/01	T limfoblastu leikozes (T-ALL) fenotipēšana*	Plūsmas citometrija; antivielu paneļu analīze / Beckman Coulter Navios Ex plūsmas citometrs	Kaulu smadzeņu asspirāts, venozās asinis, Transfix	T limfoblastu leikozes (T-ALL) fenotipēšana (Leikēmijas fenotipiska klasificēšana)*
H	-	MET-H-12/01	Imūndeficītu diagnostika (PC)*	Plūsmas citometrija / BD Facs Canto II	Asinis	Imūndeficītu diagnostika (PC)*
HIST	Histopatoloģija					
HIST	M-HIST-001/00	MET-HIST-01/01	Patohistoloģiskā audu izmeklēšana	Patohistoloģiskā audu izmeklēšana	Audi	Histopatoloģiskā izmeklēšana
HIST	M-HIST-002/00	MET-HIST-02/01	Histoķīmiskā audu testēšana	Histoķīmiskā audu testēšana	Audi	Histopatoloģiskā izmeklēšana

HIST	M-HIST-003/00	MET-HIST-03/01	Imunohistoķīmiskā audu testēšana	Imunohistoķīmiskā audu testēšana	Audi	Histopatolģiskā izmeklēšana
HIST	M-HIST-004/00	MET-HIST-04/01	Citoloģiskā audu izmeklēšana	Citoloģiskā audu izmeklēšana	Audi	Histopatolģiskā izmeklēšana
CĢ	Citoģenētika					
CĢ	M-CĢ-001/02	MET-CĢ-01/01	Standarta citoģenētikas metode (hromosomu ieguve ar/bez audu kultivēšanas, kariotipa noteikšana)	Hromosomu metafāžu preparātu iegūšana ar vai bez audu kultivēšanas un to analīze gaismas mikroskopā	Asinis, kaula smadzenes, amnija šķidrums, horija bārktīņu biopātš, ādas biopātš (fibroblasti), solītie audi	Hromosomu skaits un struktūra (kariotips)
CĢ	M-CĢ-002/02	MET-CĢ-02/01	FISH (fluorescentā in situ hibridizācijas) metode hromosomu metafāzēs un/vai interfāžu kodolos (ar/bez audu kultivēšanas)	Fluorescentā in situ hibridizācija (FISH) / fluorescentā mikroskopija sagatavotā preparātā	Amnija šķidrums, horija bārktīņu biopātš, fiksēti hromosomu preparāti no dažāda izmeklējamā materiāla kultūrāmsmadzeņu aspirāts, ādas biopātš, horija bārktis, amnija šķidrums	Hromosomu lokuss
IH	Imūnhematoloģija					
IH	M-IH-001/01	MET-IH-01/03	Asins grupas noteikšana ABO sistēmā ar plaknes metodi (tiešā reakcija)	Hemaglutinācijas tiešā reakcija reakcija / plaknē / 6S un 12S centrifūga	Asinis	Asins grupas noteikšana ABO sistēmā ar plaknes metodi
IH	M-IH-002/01	MET-IH-02/03	Asins grupas noteikšana ABO sistēmā ar plaknes metodi / Hemaglutinācijas dubultreakcija reakcija	Hemaglutinācijas tiešā reakcija reakcija / plaknē / 6S un 12S centrifūga	Asinis	Asins grupas noteikšana ABO sistēmā ar plaknes metodi

IH	M-IH-003/01	MET-IH-03/01	Rh (D) pazīmes noteikšana ar plaknes metodi (ar 2 reaģentiem)	Hemaglutinācijas tiešā reakcija / reakcija / plaknē / 6S un 12S centrifūga	Asinis	Rh (D) pazīmes noteikšana ar plaknes metodi (ar 2 reaģentiem)
IH	M-IH-004/02	MET-IH-04/03	Asins grupas noteikšana AB0 un Rh sistēmās gel-tehnikā	Hemaglutinācijas reakcija / gelkarte / Saxo ID Reader II	Asinis	Asins grupas noteikšana AB0 un Rh sistēmās gel-tehnikā
IH	M-IH-005/02	MET-IH-05/01	Jaundzimušā asins imūnhematoloģiskā izmeklēšana gel-tehnikā (ID karte DiaClon AB0/Rh jaundzimušajiem)	Hemaglutinācijas reakcija / gelkarte / Saxo ID Reader II	Asinis	Jaundzimušā asins imūnhematoloģiskā izmeklēšana gel-tehnikā (ID karte DiaClon AB0/Rh jaundzimušajiem)
IH	M-IH-006/02	MET-IH-06/01	Rh fenotipa (CcEe) un Kell antigēna noteikšana gel-tehnikā	Hemaglutinācijas reakcija / gelkarte / Saxo ID Reader II	Asinis	Rh fenotipa (CcEe) un Kell antigēna noteikšana gel-tehnikā
IH	M-IH-007/02	MET-IH-07/01	Nepilno antieritrocitāro antivielu skrīnings gel-tehnikā ar 2 skrīningeritrocītu paraugiem (ID karte Liss-Coombs)	Hemaglutinācijas reakcija / gelkarte / Saxo ID Reader II	Asinis	Nepilno antieritrocitāro antivielu skrīnings gel-tehnikā ar 2 skrīningeritrocītu paraugiem (ID karte Liss-Coombs)
IH	M-IH-008/02	MET-IH-08/01	Recipienta un donora asins individuālās saderības testi laboratorijā	Hemaglutinācijas reakcija / gelkarte / 6S un 12S centrifūga	Asinis	Recipienta un donora asins individuālās saderības testi laboratorijā
IH	M-IH-009/02	MET-IH-09/01	Tiešais antiglobulīna tests (DAT) gel-tehnikā (ID karte Liss-Coombs)	Hemaglutinācijas reakcija / gelkarte / Saxo ID Reader II	Asinis	Tiešais antiglobulīna tests (DAT) gel-tehnikā (ID karte Liss-Coombs)
IH	M-IH-010/01	MET-IH-10/01	Rh (D) pazīmes noteikšana gel-tehnikā	Hemaglutinācijas reakcija / gelkarte / 6S un 12S centrifūga	Asinis	Rh (D) pazīmes noteikšana gel-tehnikā
IC	Imūnķīmija					
IC	M-IC-002/00	-	Metotreksāts (MTX) / ARCHITECT i1000SR	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT iSystem	Asins serums, plazma	Metotreksāts (MTX)
IC	M-IC-003/00	-	EBV EBNA IgG / ARCHITECT i1000SR	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT iSystem	Asins serums, plazma	EBV EBNA IgG

IC	M-IC-004/00	-	EBV VCA IgG/ ARCHITECT i1000SR	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT iSystem	Asins serums, plazma	EBV VCA IgG
IC	M-IC-005/00	-	EBV VCA IgM / ARCHITECT i1000SR	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT iSystem	Asins serums, plazma	EBV VCA IgM
IC	M-IC-006/00	-	CMV IgG / ARCHITECT i1000SR	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT iSystem	Asins serums, plazma	CMV IgG
IC	M-IC-007/00	-	CMV IgM / ARCHITECT i1000SR	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT iSystem	Asins serums, plazma	CMV IgM
IC	M-IC-009/00	-	Vankomicīns / ARCHITECT iSystem	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT iSystem	Asins serums, plazma	Vankomicīns
IC	M-IC-010/00	-	Gentamicīns / ARCHITECT iSystem	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT iSystem	Asins serums, plazma	Gentamicīns
IC	M-IC-012/00	-	Parathormons (PTH) / ARCHITECT iSystem	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT iSystem	Asins serums, plazma	Parathormons
IC	M-IC-013/01	-	Insulīns (INS) / ARCHITECT iSystem	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT iSystem	Asins serums, plazma	Insulīns (INS)
IC	M-IC-016/00	-	Anti-Kardiopīna IgG/ ALEGRIA	Modificēta ELISA / Alegria	Asins serums	Kardiopīnu skrīnings
IC	M-IC-017/01	-	Anti-HSV 1/2 IgG* (Asins serums, plazma) / ALEGRIA	Modificēta ELISA / Alegria	Asins serums, plazma	Anti HSV 1/2 IgG*
IC	M-IC-019/00	MET-IC-200/01	Ekstraktablās nukleārās antivielas (ENA) / Alegria	Netiešā enzimatiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	Ekstraktablās nukleārās antivielas (ENA)

IC	M-IC-020/00	MET-IC-202/01	Antivielas pret mieloperoksidāzi (Anti MPO) / Alegria	Netiešā enzīmātiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	Antivielas pret mieloperoksidāzi (Anti MPO)
IC	M-IC-021/00	MET-IC-203/01	Antivielas pret proteināzi-3 (Anti PR3) / Alegria	Netiešā enzīmātiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	Antivielas pret proteināzi-3 (Anti PR3)
IC	M-IC-022/00	MET-IC-204/01	ANTI GLIADĪNA ANTIVIELAS (IGA) / ALEGRIA	Netiešā enzīmātiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	Antigliadīna antivielas (IgA)
IC	M-IC-023/00	MET-IC-205/01	Antigliadīna antivielas (IgG) / Alegria	Netiešā enzīmātiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	Antigliadīna antivielas (IgG)
IC	M-IC-024/00	MET-IC-206/01	Antivielas pret transglutamināzi (IgA) / Alegria	Netiešā enzīmātiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	Antivielas pret transglutamināzi (IgA)
IC	M-IC-025/00	MET-IC-207/01	Antivielas pret transglutamināzi (IgG) / Alegria	Netiešā enzīmātiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	Antivielas pret transglutamināzi (IgG)
IC	M-IC-026/00	MET-IC-208/01	dsDNS / Alegria	Netiešā enzīmātiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	dsDNS
IC	M-IC-027/00	MET-IC-209/01	ssDNS / Alegria	Netiešā enzīmātiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	ssDNS
IC	M-IC-028/00	MET-IC-210/01	Anti-histonu antivielu noteikšana/Alegria	Netiešā enzīmātiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	Anti-histonu antivielu noteikšana
IC	M-IC-029/00	MET-IC-211/01	Anti-C1q/Alegria	Netiešā enzīmātiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	Anti-C1q
IC	M-IC-030/00	MET-IC-212/01	ENA SUBTIPU (SM) / ALEGRIA	Netiešā enzīmātiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	ENA subtipu (SM)
IC	M-IC-031/00	MET-IC-213/01	ENA subtipu (RNP) / Alegria	Netiešā enzīmātiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	ENA subtipu (RNP)
IC	M-IC-032/00	MET-IC-214/01	ENA subtipu (SS-A) / Alegria	Netiešā enzīmātiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	ENA subtipu (SS-A)
IC	M-IC-033/00	MET-IC-215/01	ENA subtipu (SS-B) / Alegria	Netiešā enzīmātiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	ENA subtipu (SS-B)
IC	M-IC-034/00	MET-IC-216/01	ENA subtipu (Jo-1) / Alegria	Netiešā enzīmātiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	ENA subtipu (Jo-1)
IC	M-IC-035/00	MET-IC-217/01	ENA subtipu (Scl-70) / Alegria	Netiešā enzīmātiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	ENA subtipu (Scl-70)

IC	M-IC-036/00	MET-IC-218/01	ASCA IgA / Alegria	Netiešā enzīmātiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	ASCA IgA
IC	M-IC-037/00	MET-IC-219/01	ASCA IgG / Alegria	Netiešā enzīmātiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	ASCA IgG
IC	M-IC-041/00	MET-IC-223/01	Anti-EBV (ZEBRA) IgM klases antivielas / Alegria	Modificēta ELISA / Alegria	Asins serums	Anti-EBV (ZEBRA) IgM klases antivielas
IC	M-IC-042/00	MET-IC-224/01	Anti-Chlamydia pneumoniae IgG klases antivielas / ALEGRIA	Modificēta ELISA / Alegria	Asins serums	Anti-Chlamydia pneumoniae IgG klases antivielas
IC	M-IC-043/00	MET-IC-225/01	Anti-Chlamydia pneumoniae IgM klases antivielas / Alegria	Modificēta ELISA / Alegria	Asins serums	Anti-Chlamydia pneumoniae IgM klases antivielas
IC	M-IC-045/00	MET-IC-227/01	Anti-Varicella Zoster IgM klases antivielas / Alegria	Modificēta ELISA / Alegria	Asins serums	Anti-Varicella Zoster IgM klases antivielas
IC	M-IC-046/00	MET-IC-228/01	Anti-Varicella Zoster IgG (kvantitatīvi) klases antivielas / Alegria	Modificēta ELISA / Alegria	Asins serums	Anti-Varicella Zoster IgG (kvantitatīvi) klases antivielas
IC	M-IC-050/00	MET-IC-232/01	Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG klases antivielas / Alegria	Modificēta ELISA / Alegria	Asins serums	Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG klases antivielas
IC	M-IC-051/00	MET-IC-233/01	Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM klases antivielas / Alegria	Modificēta ELISA / Alegria	Asins serums	Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM klases antivielas
IC	M-IC-052/00	MET-IC-234/01	Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA klases antivielas / Alegria	Modificēta ELISA / Alegria	Asins serums	Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA klases antivielas
IC	M-IC-053/00	MET-IC-235/01	Anti-Rubeola IgG klases antivielas / Alegria	Modificēta ELISA / Alegria	Asins serums	Anti-Rubeola (masalu) IgG klases antivielas
IC	M-IC-054/00	MET-IC-236/01	Anti-Rubeola IgM klases antivielas / Alegria	Modificēta ELISA / Alegria	Asins serums	Anti-Rubeola (masalu) IgM klases antivielas
IC	M-IC-055/00	MET-IC-3/01	Kortizols (serums) / Cobas e 601	Elektroķīmiskā luminiscence / Cobas e 601	Asins serums	Kortizols
IC	M-IC-056/00	MET-IC-4/01	Kortizols (siekalas) / Cobas e 601	Elektroķīmiskā luminiscence / Cobas e 601	Siekalas	Kortizols

IC	M-IC-057/01	MET-IC-300/01	Kvantitatīva fenilalanīna noteikšana uz filtrpapīra izžāvētās asinīs ar fluoriscences metodi jaundzimušo skrīninga programmas ietvaros	Fluoriscences metode / Fluoroscant Ascent	Izžāvētas asinis	Fenilalanīns (jaundzimušo skrīnings)
IC	M-IC-058/01	MET-IC-301/01	Kvantitatīva tireotropā hormona noteikšana uz filtrpapīra izžāvētās asinīs ar fluoriscences metodi jaundzimušo skrīninga programmas ietvaros	Fluoriscences metode / Fluoroscant Ascent	Izžāvētas asinis	Tireotropais hormons (jaundzimušo skrīnings)
IC	M-IC-059/01	-	Kvantitatīva kopējas galaktozes noteikšana uz filtrpapīra izžāvētās asinīs ar fluoriscences metodi jaundzimušo skrīninga programmas ietvaros	Fluoriscences metode / Fluoroscant Ascent	Izžāvētas asinis	Kopējā galaktoze (jaundzimušo skrīnings)
IC	M-IC-060/01	-	Enzīma GALT aktivitātes noteikšana uz filtrpapīra izžāvētās asinīs ar fluoriscences metodi jaundzimušo skrīninga programmas ietvaros	Fluoriscences metode / Fluoroscant Ascent	Izžāvētas asinis	Gataktozes enzīma aktivitāte (jaundzimušo skrīnings)
IC	M-IC-061/01	-	Kvantitatīva 17-hidroksiprogesterona noteikšana uz filtrpapīra izžāvētās asinīs ar fluoriscences metodi jaundzimušo skrīninga programmas ietvaros	Fluoriscences metode / Fluoroscant Ascent	Izžāvētas asinis	17-OH Progesterons (jaundzimušo skrīnings)
IC	M-IC-062/01	-	Kvantitatīvā imūnreaktīvā tripsinogēna noteikšana uz filtrpapīra izžāvētās asinīs ar fluoriscences metodi jaundzimušo skrīninga programmas ietvaros	Fluoriscences metode / Fluoroscant Ascent	Izžāvētas asinis	Imūnreaktīvais tripsinogēns

IC	M-IC-063/01	-	Biotinidāzes aktivitātes noteikšana uz filtrpapīra izžāvētās asinīs ar fluorescences metodi jaundzimušo skrīninga programmas ietvaros	Fluorescences metode / Fluoroscen Ascent	Izžāvētas asinis	Biotinidāzes aktivitāte (jaundzimušo skrīnings)
IC	M-IC-064/00	-	Kalprotektīns/ ALEGRIA	Modificēta ELISA / Alegria	Fēces	Kalprotektīns
IC	M-IC-065/00	-	AntiHAV IgM / ARCHITECT iSystem	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT iSystem	Asins serums, plazma	Anti-HAV (A hepatīta) IgM klases antivielas
IC	M-IC-066/00	-	Aktīvais B12* / ARCHITECT iSystem	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT iSystem	Asins serums, plazma	Aktīvais B12 vitamīns*
IC	M-IC-067/00	-	Sifiliss TP / ARCHITECT iSystem	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT iSystem	Asins serums, plazma	Sifilisa (Treponema pallidum) antivielas
IC	M-IC-068/00	-	Toxoplasma gondii IgM / ARCHITECT iSystem	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT iSystem	Asins serums, plazma	Toxoplasma gondii IgM klases antivielas
IC	M-IC-069/00	-	Toxoplasma gondii IgG / ARCHITECT iSystem	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT iSystem	Asins serums, plazma	Toxoplasma gondii IgG klases antivielas
IC	M-IC-070/01	-	Anti SARS Cov-2-Spike / Cobas e 601	Elektroķīmiskā luminiscence / Cobas e 601	Asins serums, plazma	Anti SARS Cov-2-Spike
IC	M-IC-071/00	-	Anti SARS Cov-2 / Cobas e 601	Elektroķīmiskā luminiscence / Cobas e 601	Asins serums, plazma	Anti SARS Cov-2
IC	M-IC-072/00	-	Antivielas pret tireoperoksidāzi (Anti-TPO) / Immulite 2000XPi	Imūnhemiluminiscences metode / Imulite 2000XPi	Asins serums, plazma	Antivielas pret tireoperoksidāzi (Anti-TPO)
IC	M-IC-073/00	-	Augsti jutīgs Troponīns-I* (Asins serums, plazma) / ARCHITECT iSystem	Divpakāpju imūnanalīze (CMIA) / ARCHITECT iSystem	Asins serums, plazma	Augsti jutīgs Troponīns-I*

IC	M-IC-074/00	-	CKMB (Asins serums, plazma) / ARCHITECT iSystem	Divpakāpju imūnanalīze (CMIA) / ARCHITECT iSystem	Asins serums, plazma	CK - MB (Kreatīnkināzes izoenzīms MB)
IC	M-IC-075/00	-	NT-ProBNP (Asins serums, plazma) / ARCHITECT iSystem	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT iSystem	Asins serums, plazma	NT-ProBNP (N termināla pro-B tipa nātrijurētiskais peptīds)
IC	M-IC-079/00	-	Anti-HSV 1/2 IgM* (Asins serums, plazma) / ALEGRIA	Modificēta ELISA / Alegria	Asins serums, plazma	Anti HSV 1/2 IgM*
IC	M-IC-080/00	MET-IC-105/01	IGF-I - Insulīnam līdzīgais augšanas faktors I (Asins serums, plazma) / Immulite 2000	Imūnhemiluminiscences metode / Imulite 2000XPi	Asins serums, plazma	Insulīnam līdzīgais augšanas faktors-I (IGF-I)
IC	M-IC-081/00	-	Anti-CCP IgG – IgG antivielas pret ciklisko citrulinēto peptīdu* (Asins serums, plazma) / Immulite 2000	Imūnhemiluminiscences metode / Imulite 2000XPi	Asins serums, plazma	Anti-CCP IgG – IgG antivielas pret ciklisko citrulinēto peptīdu*
IC	M-IC-082/00	-	17-OH Progesterons* (Asins serums, plazma) / IDS iSYS	Hemiluminiscences tehnoloģija / IDS iSYS	Asins serums, plazma	17-OH Progesterons*
IC	M-IC-084/00	-	Anti-HCV* (Asins serums) / ARCHITECT iSystem	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT iSystem	Asins serums	Anti-HCV (C hepatīta) antivielas*
IC	M-IC-085/00	-	HBsAg* (Asins serums) / ARCHITECT iSystem	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnanalīze (CMIA) / ARCHITECT iSystem	Asins serums	HBsAg (B hepatīta vīrusa) antigēns*
IC	M-IC-086/00	-	Anti-HBc* (Asins serums) / ARCHITECT iSystem	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnanalīze (CMIA) / ARCHITECT iSystem	Asins serums	Anti-HBc*
IC	M-IC-087/00	-	Anti-HBc IgM* (Asins serums) / ARCHITECT iSystem	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnanalīze (CMIA) / ARCHITECT iSystem	Asins serums	Anti-HBc IgM*
IC	M-IC-088/00	MET-IC-7/01	FSH* (Asins serums, plazma) / Cobas e 601	Elektroķīmiskā luminiscence / Cobas e 601	Asins serums	FSH (Folikulstimulējošais hormons)*

IC	-	MET-IC-5/01	Estradiols / Cobas e 601	Elektroķīmiskā luminiscence / Cobas e 601	Asins serums	Estradiols
IC	-	MET-IC-6/01	Feritīns / Cobas e 601	Elektroķīmiskā luminiscence / Cobas e 601	Asins serums	Feritīns
IC	-	MET-IC-9/01	Brīvais tiroksīns (FT4) / Cobas e 601	Elektroķīmiskā luminiscence / Cobas e 601	Asins serums	Brīvais tiroksīns (FT4)
IC	-	MET-IC-10/01	Luteinizējošais hormons (LH) / Cobas e 601	Elektroķīmiskā luminiscence / Cobas e 601	Asins serums	Luteinizējošais hormons (LH)
IC	-	MET-IC-11/01	Prolaktīns / Cobas e 601	Elektroķīmiskā luminiscence / Cobas e 601	Asins serums	Prolaktīns
IC	-	MET-IC-13/01	Tireotropais hormons (TSH) / Cobas e 601	Elektroķīmiskā luminiscence / Cobas e 601	Asins serums	Tireotropais hormons (TSH)
IC	-	MET-IC-50/01	Fenobarbitāls / Cobas Integra 400 Plus	Enzimātiskā metode/ Cobas Integra 400 Plus	Asins serums	Fenobarbitāls
IC	-	MET-IC-100/01	Alfa - fetoproteīns / Immulite 2000XPi	Imūnhemiluminiscences metode / Immulite 2000XPi	Asins serums, amnija šķidrums	Alfa - fetoproteīns (AFP)
IC	-	MET-IC-101/01	Adrenokortikotropais hormons (AKTH) / Immulite 2000XPi	Imūnhemiluminiscences metode / Immulite 2000XPi	Asins plazma	Adrenokortikotropais hormons (AKTH)
IC	-	MET-IC-102/01	Androstendions / Immulite 2000XPi	Imūnhemiluminiscences metode / Immulite 2000XPi	Asins serums	Androstendions
IC	-	MET-IC-103/01	C-peptīds / Immulite 2000XPi	Imūnhemiluminiscences metode / Immulite 2000XPi	Asins serums	C-peptīds
IC	-	MET-IC-104/01	Dehidroepiandrosterdiona sulfāts / Immulite 2000XPi	Imūnhemiluminiscences metode / Immulite 2000XPi	Asins serums	Dehidroepiandrosterdiona sulfāts
IC	-	MET-IC-106/01	Interleikīns-6 / Immulite 2000XPi	Imūnhemiluminiscences metode / Immulite 2000XPi	Asins serums	Interleikīns-6
IC	-	MET-IC-108/01	Somatotropais hormons (STH) / Immulite 2000XPi	Imūnhemiluminiscences metode / Immulite 2000XPi	Asins serums	Somatotropais hormons (STH)
IC	-	MET-IC-109/01	Kopējais imūnglobulīns E / Immulite 2000XPi	Imūnhemiluminiscences metode / Immulite 2000XPi	Asins serums	Kopējais imūnglobulīns E
IC	-	MET-IC-110/01	Specifiskais imūnglobulīns E / Immulite 2000XPi	Imūnhemiluminiscences metode / Immulite 2000XPi	Asins serums	Specifiskais imūnglobulīns E

IC	-	MET-IC-111/01	Specifiskā IgE noteikšana (panelis – 5 Ag) / Immulite 2000XPi	Imūnhemiluminiscences metode / Immulite 2000XPi	Asins serums	Specifiskā IgE noteikšana (panelis – 5 Ag)
IC	-	MET-IC-112/01	Antivielas pret tireoglobulīnu (Anti-Tg) / Immulite 2000XPi	Imūnhemiluminiscences metode / Imulite 2000XPi	Asins serums	Antivielas pret tireoglobulīnu (Anti-Tg)
KL	Klīnika					
KL	M-KL-001/00	MET-KL-01/01	Urīna analīze ar teststrēmeli (cobas u 411)	Urīna analīze ar teststrēmeli / cobas u 411	Urīns	Krāsa, dzidrums, īpatnējais svars, reakcija (pH), leukocīti, eritrocīti (hemoglobīns), nitrīti, proteīns, glikoze, ketonvielas, urobilinogēns, bilirubīns
KL	M-KL-003/01	MET-KL-03/01	Urīna sedimenta standartizēta mikroskopija	Urīna sedimenta standartizēta mikroskopija / Gaismas mikroskops	Urīns	Urīna sedimenta elementi
KL	M-KL-004/00	MET-KL-05/01	Apslēptās asinis / Hromatogrāfijas princips	Hromatogrāfijas princips	Fēces	Apslēptās asinis
KL	M-KL-005/00	-	Apslēptās asinis / Imūn-hromatogrāfijas princips	Imūn-hromatogrāfijas princips	Fēces	Apslēptās asinis
KL	M-KL-008/00	MET-KL-10/01	Šūnu skaits un šūnu diferencēšana / Sysmex XN 1000	Likvora analīze ar 5-diff analizatoru elektriskā pretestība; matemātisks aprēķins; plūsmas citometrija; fluorometrija; citoķīmija, citometrija	Muguras smadzeņu šķidrums	Šūnu skaits un šūnu diferencēšana
KL	M-KL-009/00	MET-KL-11/01	Krēpu elementi / natīva preparāta gaismas mikroskopija	Vizuāla novērtēšana/natīva preparāta gaismas mikroskopija / Gaismas mikroskops	Krēpas	Krēpu elementi
KL	M-KL-010/00	MET-KL-12/01	Eozinofilo leukocītu noteikšana deguna izdalījumos un krēpās	Pēc Romanovska-Gimza krāsota preparāta gaismas mikroskopija / Gaismas mikroskops	Krēpas, deguna gļotādas sekrēts	Eozinofīlie leukocīti
KL	M-KL-011/00	MET-KL-13/01	Iztriepju bakterioskopija uz mikrofloru un seksuāli transmisīvajām slimībām	Ar metilēnzilo un pēc Grama krāsota preparāta gaismas mikroskopija / Gaismas mikroskops	Uroģenitālā trakta materiāla iztriepe	Leikocīti, eritrocīti, epitēlijs, mikroflora

KL	M-KL-012/00	MET-KL-02	Urīna analīze / cobas 6500	Automatizēta teststrēmeles un mikroskopijas analīze; fotometrija	Urīns	Krāsa, dzidrums, īpatnējais svars, reakcija (pH), leikocīti, eritrocīti (hemoglobīns), nitrīti, proteīns, glikoze, ketonvielas, urobilinogēns, bilirubīns un urīna sedimenta elementi
CC	Klīniskā ķīmija					
CC	M-CC-001/00	MET-CC-10/01	Olbaltuma frakciju noteikšana asins serumā/ Kapilāru elektroforēze / MiniCap	Kapilāru elektroforēze / Minicap	Asins serums	Olbaltuma frakcijas
CC	M-CC-002/00	MET-CC-15/01	Albumīna noteikšana asins serumā, plazmā/ Cobas c 501	Bromkrezolzaļā (BCG) krāsu saistošās metodes atvasinājums / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Albumīns
CC	M-CC-003/00	MET-CC-16/01	Sārmainā fosfatāze / Cobas c 501	Kolorimetriska metode / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Sārmainā fosfatāze
CC	M-CC-004/00	MET-CC-17/01	Alanīnaminotransferāze (ALAT) / Cobas c 501, bez piridoksālfosfāta	IFCC metode bez piridoksāla-5 fosfāta (optimizētā) / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Alanīnaminotransferāze (ALAT)
CC	M-CC-005/00	MET-CC-18/01	Amilāze / Cobas c 501	Fermentatīvs kolorimetrisk tests (IFCC) / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Amilāze
CC	M-CC-006/00	MET-CC-19/01	Antistreptolizīns O / Cobas c 501	Imūnturbidimetrija / Cobas c 501	Asins serums	Antistreptolizīns O
CC	M-CC-007/00	MET-CC-20/01	Aspartāminotransferāze (ASAT) / Cobas c 501 bez piridoksālfosfāta	IFCC metode bez piridoksāla-5 fosfāta (optimizētā) / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Aspartāminotransferāze (ASAT)
CC	M-CC-008/00	MET-CC-21/01	Tiešais bilirubīns/Cobas c 501	Diazo metode (DPD) / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Tiešais bilirubīns
CC	M-CC-009/00	MET-CC-22/01	Kopējais bilirubīns/Cobas c 501	Diazo metode (DPD)+acid / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Kopējais bilirubīns
CC	M-CC-010/00	MET-CC-23/01	Komplementa komponentes C3 noteikšana/Cobas c 501	Imūnturbidimetrija / Cobas c 501	Asins serums	Komplementa komponentes C3 noteikšana
CC	M-CC-011/00	MET-CC-24/01	Komplementa komponentes C4 noteikšana/Cobas c 501	Imūnturbidimetrija / Cobas c 501	Asins serums	Komplementa komponentes C4 noteikšana
CC	M-CC-012/00	-	Protrombīna komplekss un INR / Sysmex CS 2500	Turbidimetrija / Sysmex CS 2500	Citrāta plazma	Protrombīna komplekss un INR
CC	M-CC-013/00	-	Aktivētais parciālā tromboplastīna laiks (APTL) / Sysmex CS 2500	Receklja veidošanās laika noteikšana / Sysmex CS 2500	Citrāta plazma	Aktivētais parciālā tromboplastīna laiks (APTL)

CC	M-CC-014/00	-	Fibrinogēns / Sysmex CS 2500	Recekļa veidošanās laika noteikšana / Sysmex CS 2500	Citrāta plazma	Fibrinogēns
CC	M-CC-015/00	-	D-Dimēri / Sysmex CS 2500	Turbidimetrija / Sysmex CS 2500	Citrāta plazma	D-Dimēri
CC	M-CC-016/00	-	VIII faktora aktivitāte / Sysmex CS 2500	Recekļa veidošanās laika noteikšana / Sysmex CS 2500	Citrāta plazma	VIII faktora aktivitāte
CC	M-CC-017/00	-	IX faktora aktivitāte / Sysmex CS 2500	Recekļa veidošanās laika noteikšana / Sysmex CS 2500	Citrāta plazma	IX faktora aktivitāte
CC	M-CC-018/00	-	Von Willebranda faktora aktivitāte / Sysmex CS 2500	Turbidimetrija / Sysmex CS 2500	Citrāta plazma	Von Willebranda faktora aktivitāte
CC	M-CC-019/00	-	Von Willebranda faktora Ag / Sysmex CS 2500	Turbidimetrija / Sysmex CS 2500	Citrāta plazma	Von Willebranda faktora Ag
CC	M-CC-020/00	MET-CC-25/01	Kalcijs / Cobas c 501	5-nitro-5'-methyl-BAPTA (NM-BAPTA) / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Kalcijs
CC	M-CC-021/00	MET-CC-26/01	Ceruloplazmīns / Cobas c 501	Imūnturbidimetrija / Cobas c 501	Asins serums	Ceruloplazmīns
CC	M-CC-022/00	MET-CC-27/01	Kopējais holesterīns / Cobas c 501	Fermentatīva metode / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Kopējais holesterīns
CC	M-CC-023/00	MET-CC-28/01	Kreatinīnkināze / Cobas c 501	UV-tests ar NADPH / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Kreatinīnkināze
CC	M-CC-024/00	MET-CC-29/01	Hlorīdi (Serums) / Cobas c 501	Netiešā jonselektīvā elektrodu metode / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Hlorīdi
CC	M-CC-025/00	MET-CC-30/01	Kreatinīns / Cobas c 501	Jaffes reakcija / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Kreatinīns
CC	M-CC-027/00	MET-CC-32/01	Cistatīna C noteikšana / Cobas c 501	Imūnturbidimetrija / Cobas c 501	Asins serums	Cistatīna C noteikšana
CC	M-CC-028/00	MET-CC-33/01	Gamma - glutamiltransferāze / Cobas c 501	Fermentatīvā kolorimetriskā IFCC metode / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Gamma - glutamiltransferāze
CC	M-CC-029/00	MET-CC-34/01	Glikoze (serumā, plazmā) / Cobas c 501	Heksokināzes UV tests / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Glikoze
CC	M-CC-030/00	MET-CC-35/01	Augsta blīvuma holesterīns / Cobas c 501	Tiešā fermentatīvā metode / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Augsta blīvuma holesterīns
CC	M-CC-031/00	MET-CC-36/01	Imūnglobulīns A / Cobas c 501	Imūnturbidimetrija / Cobas c 501	Asins serums	Imūnglobulīns A

CC	M-CC-032/00	MET-CC-37/01	Imūnglobulīns G / Cobas c 501	Imūnturbidimetrija / Cobas c 501	Asins serums	Imūnglobulīns G
CC	M-CC-033/00	MET-CC-38/01	Imūnglobulīns M / Cobas c 501	Imūnturbidimetrija / Cobas c 501	Asins serums	Imūnglobulīns M
CC	M-CC-034/00	MET-CC-39/01	Dzelzs/Cobas c 501	Reakcija ar ferrozīnu / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Dzelzs
CC	M-CC-035/00	MET-CC-40/01	Kālijs / Asins serumā, plazmā / Cobas c 501	Netiešā jonselektīvā elektrodu metode / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Kālijs
CC	M-CC-036/00	MET-CC-41/01	Laktātdehidrogenāze / Cobas c 501	IFCC metode / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Laktātdehidrogenāze
CC	M-CC-037/00	MET-CC-42/01	Zema blīvuma holesterīns / Cobas c 501	Tiešā fermentatīvā metode / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Zema blīvuma holesterīns
CC	M-CC-038/00	MET-CC-43/01	Lipāze / Cobas c 501	Fermentatīvs kolorimetriskis tests / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Lipāze
CC	M-CC-039/00	MET-CC-44/01	Magnijs / Asins serums, plazma / Cobas c 501	Kolorimetriskā metode ar ksilidilzīlo / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Magnijs
CC	M-CC-040/00	MET-CC-45/01	Nātrijs / Asins serums, plazma / Cobas c 501	Netiešā jonselektīvā elektrodu metode / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Nātrijs
CC	M-CC-041/01	MET-CC-46/01	Fosfors / Cobas c 501	Molibdāta ultravioletais tests / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Fosfors
CC	M-CC-042/00	MET-CC-47/01	Reimatoīdais faktors (kvantitatīvi) / Cobas c 501	Imūnturbidimetrija / Cobas c 501	Asins serums	Reimatoīdais faktors (kvantitatīvi)
CC	M-CC-047/00	MET-CC-52/01	Kopējais olbaltums / Cobas c 501	Biureta reakcija (kolorimetrija) / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Kopējais olbaltums
CC	M-CC-048/00	-	Hlors (Asins serums, plazma) / Integra 400	Netiešā jonselektīvā elektrodu metode / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Hlors
CC	M-CC-049/00	-	Nātrijs / Integra 400	Netiešā jonselektīvā elektrodu metode/ Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Nātrijs
CC	M-CC-050/00	-	Kālijs / Integra 400	Netiešā jonselektīvā elektrodu metode / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Kālijs
CC	M-CC-051/00	MET-CC-112/01	Magnijs / Integra 400	Kolorimetriskā beigu punkta noteikšanas metode / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Magnijs

CC	M-CC-052/00	-	Hlors (Urīns) / Integra 400	Netiešā jonselektīvā elektrodu metode / Cobas Integra 400 Plus	Urīns	Hlors
CC	M-CC-053/00	-	Nātrijs (Urīns) / Integra 400	Netiešā jonselektīvā elektrodu metode / Cobas Integra 400 Plus	Urīns	Nātrijs
CC	M-CC-054/00	-	Kālijs (Urīns) / Integra 400	Netiešā jonselektīvā elektrodu metode / Cobas Integra 400 Plus	Urīns	Kālijs
CC	M-CC-055/00	MET-CC-157/01	Magnijs (Urīns) / Integra 400	Kolorimetriskā beigu punkta noteikšanas metode ar CPZ III / Cobas Integra 400 Plus	Urīns	Magnijs
CC	M-CC-056/00	-	Kreatīnkināze (serums, plazma) / Integra 400	UV tests / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Kreatīnkināze
CC	M-CC-057/00	-	Albumīns (serums, plazma) / Integra 400	Kolorimetriskais tests / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Albumīns
CC	M-CC-058/00	-	Orotskābes kvantitatīva noteikšana urīnā ar standartpievedu metodi*	Spektrofotometrija. Standartpievedu metode: Orotskābes bromēšanas reakcija / UV-VIS spektrofotometrs	Urīns	Orotskābe*
CC	M-CC-059/00	MET-49021	Spektrofotometriska glikozaminoglikānu kvantitatīva noteikšana urīnā un kvalitatīva frakciju sadalīšana ar viendimensijas elektroforēzi	Spektrofotometriska GAG noteikšanas metode /UV-VIS spektrofotometrs	Urīns	Glikozaminoglikāni (mukopolisaharīdi)
CC	M-CC-060/00	-	Kvalitatīva sialotransferīnu izoformu noteikšana asins serumā ar izoelektrofokusēšanas metodi (iedzimto glikolizēšanās traucējumu selektīvais skrīnings)	Izoelektrofokusēšanas metode / Elektroforēzes kamera ar strāvas avotu	Serums no venozām asinīm	CDG (sialotransferīnu izoformu noteikšana)
CC	M-CC-061/00	-	Hlora noteikšana sviedros* (Sviedru prove)	Titrēšana ar sudraba joniem / Hlora analizators Sherwood scientific model 926S	Sviedri	Sviedru prove*

CC	M-CC-064/00	MET-CC-250/01	Organisko skābju identificēšana un kvantitatīva/kvalitatīva noteikšana urīnā ar GC/MS	Gāzu hromatogrāfija/masspektrometrija / Agilent 7890A ar MSD 5975C	Urīns	Organiskās skābes
CC	M-CC-065/00	MET-CC-251/01	Ultraefektīvā šķidruma hromatogrāfijas metode aminoskābju semikvantitatīvai noteikšanai fizioloģiskajos šķīdumos	Ultraefektīva šķidruma hromatogrāfija / Ultraefektīvais šķidruma hromatogrāfs ar UV detektoru (UPLC-UV)	Urīns, asins plazma, cerebrospinālais šķidrums-likvors	Aminoskābes
CC	M-CC-066/00	-	Ultra efektīvā šķidruma hromatogrāfijas metode purīnu un pirimidīnu semikvantitatīvai noteikšanai urīnā	Ultraefektīva šķidruma hromatogrāfija / Ultraefektīvais šķidruma hromatogrāfs ar UV detektoru (UPLC-UV)	Urīns	Purīni un pirimidīni
CC	-	MET-CC-53/01	Transferīns / Cobas c 501	Imūnturbidimetrija / Cobas c 501	Asins serums	Transferīns
CC	-	MET-CC-54/01	Triglicerīdi / Cobas c 501	Fermentatīva kolorimetriskā metode / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Triglicerīdi
CC	-	MET-CC-55/01	Dzelzs saistspēja / Cobas c 501	Tiešā reakcija ar ferrozīnu / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Dzelzs saistspēja
CC	-	MET-CC-56/01	Urīnviela / Cobas c 501	Fermentatīva metode, ureāzes/GLDH reakcija / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Urīnviela
CC	-	MET-CC-58/01	Urīnskābe / Cobas c 501	Fermentatīva metode, urikāzes reakcija / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Urīnskābe
CC	-	MET-CC-100/01	Kopējais olbaltums / Cobas Integra 400 Plus	Biureta reakcija (kolorimetrija) / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Kopējais olbaltums
CC	-	MET-CC-101/01	Urīnviela / Cobas Integra 400 Plus	Fermentatīva metode, ureāzes/GLDH reakcija / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Urīnviela
CC	-	MET-CC-102/01	Kreatinīns / Cobas Integra 400 Plus	Jaffes reakcija / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Kreatinīns

CC	-	MET-CC-103/01	Alanīnaminotransferāze (ALAT) / Cobas Integra 400 Plus	IFCC metode bez piridoksāla-5 fosfāta (optimizētā) / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Alanīnaminotransferāze (ALAT)
CC	-	MET-CC-104/01	Aspartātaaminotransferāze (ASAT) / Cobas Integra 400 Plus	IFCC metode bez piridoksāla-5 fosfāta (optimizētā) / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Aspartātaaminotransferāze (ASAT)
CC	-	MET-CC-106/01	Lipāze / Cobas Integra 400 Plus	Fermentatīvs kolorimetriskais tests / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Lipāze
CC	-	MET-CC-107/01	Amilāze / Cobas Integra 400 Plus	Fermentatīvs kolorimetriskais tests (IFCC) / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Amilāze
CC	-	MET-CC-108/01	Kopējais bilirubīns / Cobas Integra 400 Plus	Diazo metode (DPD)+acid / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Kopējais bilirubīns
CC	-	MET-CC-109/01	Tiešais bilirubīns / Cobas Integra 400 Plus	Diazo metode (DPD) / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Tiešais bilirubīns
CC	-	MET-CC-110/01	Kalcijs / Cobas Integra 400 Plus	5-nitro-5'-methyl-BAPTA (NM-BAPTA) / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Kalcijs
CC	-	MET-CC-111/01	Fosfors / Cobas Integra 400 Plus	Molibdāta ultravioletais tests / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Fosfors
CC	-	MET-CC-113/01	Glikoze / Cobas Integra 400 Plus	Heksokināzes UV tests / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Glikoze
CC	-	MET-CC-114/01	Glikohemoglobīns A1C / Cobas Integra 400 Plus	Imūnturbidimetrija Turbidimetriskā inhibīcijas imūnreakcija (TINIA) / Cobas Integra 400 Plus	Asins plazma	Glikohemoglobīns A1C
CC	-	MET-CC-115/01	Laktāts / Cobas Integra 400 Plus	Kolorimetriskā metode (Laktātoksidāze) / Cobas Integra 400 Plus	Asins plazma	Laktāts
CC	-	MET-CC-116/01	Amonjaks / Cobas Integra 400 Plus	GLDH enzimātiskās metodes pielagojums / Cobas Integra 400 Plus	Asins plazma	Amonjaks
CC	-	MET-CC-150/01	Mikroalbumīns / Cobas Integra 400 Plus	Imūnturbidimetrija / Cobas Integra 400 Plus	Urīns, CSF	Mikroalbumīns
CC	-	MET-CC-151/01	Urīnviela-urea / Cobas Integra 400 Plus	Fermentatīvā metode, ureāzes/GLDH reakcija / Cobas Integra 400 Plus	Urīns	Urīnviela-urea

CC	-	MET-CC-152/01	Urīnskābe / Cobas Integra 400 Plus	Fermentatīva metode, urikāzes reakcija / Cobas Integra 400 Plus	Urīns	Urīnskābe
CC	-	MET-CC-153/01	Kreatinīns / Cobas Integra 400 Plus	Jaffes reakcija / Cobas Integra 400 Plus	Urīns	Kreatinīns
CC	-	MET-CC-154/01	Amilāze / Cobas Integra 400 Plus	Fermentatīvs kolorimetriskais tests (IFCC) / Cobas Integra 400 Plus	Urīns	Amilāze
CC	-	MET-CC-155/01	Kalcijs / Cobas Integra 400 Plus	5-nitro-5'-methyl-BAPTA (NM-BAPTA) / Cobas Integra 400 Plus	Urīns	Kalcijs
CC	-	MET-CC-156/01	Fosfors / Cobas Integra 400 Plus	Molibdāta ultravioletais tests / Cobas Integra 400 Plus	Urīns	Fosfors
CC	-	MET-CC-158/01	Glikoze / Cobas Integra 400 Plus	Heksokināzes UV tests / Cobas Integra 400 Plus	Urīns	Glikoze
CC	-	MET-CC-159/01	Kopējais olbaltums / Cobas Integra 400 Plus	Turbidimetriskā ar benzethonium chloride / Cobas Integra 400 Plus	Urīns	Kopējais olbaltums
CC	-	MET-CC-161/01	Kopējais olbaltums / Cobas Integra 400 Plus	Turbidimetriskā ar benzethonium chloride / Cobas Integra 400 Plus	muguras smadzeņu šķidrums	Kopējais olbaltums
CC	-	MET-CC-162/01	Glikoze / Cobas Integra 400 Plus	Heksokināzes UV tests / Cobas Integra 400 Plus	muguras smadzeņu šķidrums	Glikoze
CC	-	MET-CC-163/01	Laktāts / Cobas Integra 400 Plus	Kolorimetriska metode (Laktātoksidāze) / Cobas Integra 400 Plus	muguras smadzeņu šķidrums	Laktāts
MB	Mikrobioloģija					
MB	M-MB-001/00	MET-MB-01/02	Asins kultūru mikrobioloģiskā izmeklēšana	Asins uzsējumu inkubēšana VersaTREK septicēmijas analizatorā un pozitīvo paraugu mikrobioloģiskā izmeklēšana / VersaTREK	Asinis	Asins kultūru mikrobioloģiskā izmeklēšana
MB	M-MB-002/00	MET-MB-02/02	Cerebrospinālā šķidruma mikrobioloģiskā izmeklēšana	Materiāla mikroskopija, uzsēšana un rezultātu interpretācija, tīrkultūras izdalīšana, identifikācija	Likvors	Cerebrospinālā šķidruma mikrobioloģiskā izmeklēšana

MB	M-MB-003/00	MET-MB-03/02	Brūču un mīksto audu kultūru mikrobioloģiskā izmeklēšana	Materiāla uzsēšana un rezultātu interpretācija, tīrkultūras izdalīšana, identifikācija	Sākotnēji nesterili organisma šķidrums un audi (brūču atdalījumi / strutas, dobumu punkāti, eksudāti, iztriepes	Brūču un mīksto audu kultūru mikrobioloģiskā izmeklēšana
MB	M-MB-004/00	MET-MB-04/02	Izdalīto mikroorganismu jutības noteikšana	Disku difūzijas metode agarā	No klīniskā materiāla izdalītās mikroorganismu kultūras	Izdalīto mikroorganismu jutības noteikšana
MB	M-MB-005/00	MET-MB-05/02	Elpošanas trakta kultūru mikrobioloģiskā izmeklēšana	Materiāla uzsēšana un rezultātu interpretācija, tīrkultūras izdalīšana, identifikācija	Iztriepes no rīkles, bronhu skalojumi, traheostomas, endotraheālie un plaušu aspirāti	Elpošanas trakta kultūru mikrobioloģiskā izmeklēšana
MB	M-MB-006/00	MET-MB-06/02	Uroģenitālā trakta infekciju izraisītāju mikrobioloģiskā izmeklēšana	Materiāla uzsēšana un rezultātu interpretācija, bakteriūrijas pakāpes noteikšana, tīrkultūru izdalīšana, identifikācija	Urīns	Uroģenitālā trakta infekciju izraisītāju mikrobioloģiskā izmeklēšana
MB	M-MB-007/00	MET-MB-07/02	Gastroenterītu izraisītāju – patogēno mikroorganismu noteikšana fēcēs (Shigella, Salmonella ģints baktērijas)	Materiāla uzsēšana un rezultātu interpretācija. Mikroorganismu identifikācija un seroloģisko īpašību noteikšana (aglutinācija)	Fēces	Gastroenterītu izraisītāju - patogēno mikroorganismu noteikšana fēcēs (<i>Shigella</i> , <i>Salmonella</i> ģints baktērijas)
MB	M-MB-008/00	MET-MB-08/02	Jersiniozes izsaucēju noteikšana fēcēs	Materiāla uzsēšana un rezultātu interpretācija. Mikroorganismu identifikācija un seroloģisko īpašību noteikšana (aglutinācija)	Fēces	Jersiniozes izsaucēju noteikšana fēcēs

MB	M-MB-009/00	MET-MB-09/02	Campylobacter ģints mikroorganismu noteikšana fēcēs	Materiāla uzsēšana un rezultātu interpretācija. Mikroorganismu morfoloģisko un bioķīmisko īpašību noteikšana, identifikācija	Fēces	Campylobacter ģints mikroorganismu noteikšana fēcēs
MB	M-MB-010/00	MET-MB-10/02	Uzsējums/ iztriepe no rīkles uz beta hemolītiskiem streptokokiem (identifikācija līdz Lensfilda grupai)	Materiāla uzsēšana un rezultātu interpretācija. Mikroorganismu morfoloģisko un bioķīmisko īpašību noteikšana, identifikācija līdz Lensfilda grupai	Rīkles iztriepe	Uzsējums / iztriepe no rīkles uz beta hemolītiskiem streptokokiem (identifikācija līdz Lensfilda grupai)
MB	M-MB-011/00	MET-MB-11/02	Meticilīna rezistentā Staphylococcus aureus (MRSA) noteikšana	Materiāla uzsēšana un rezultātu interpretācija. Meticilīnrezistences noteikšana	Iztriepes no gļotādas (aizdegun.), ādas (paduses, cirkšņi, ādas krokas utt.)	Meticilīna rezistentā <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA) noteikšana
MB	M-MB-012/00	MET-MB-12/01	Rotavīrusa noteikšana	Imūnhromatogrāfiska metode / Teststrēmele	Fēces	Rotavīrusa antigēna noteikšana
MB	M-MB-014/00	MET-MB-14/01	Norovīrusa antigēna noteikšana	Imūnhromatogrāfiska metode / Teststrēmele	Fēces	Norovīrusa antigēna noteikšana
MB	M-MB-015/00	MET-MB-15/02	Candida ģints sēnīšu mikrobioloģiskā izmeklēšana	Materiāla uzsēšana un rezultātu interpretācija, tīrkultūras izdalīšana, mikroskopija, identifikācija	Bioloģiskais materiāls un izolētās mikroorganismu kultūras	Candida ģints sēnīšu mikrobioloģiskā izmeklēšana
MB	M-MB-016/00	-	Rotavīrusa / adenovīrusa antigēnu noteikšana	Imūnhromatogrāfiska metode / Teststrēmele	Fēces	Rotavīrusa / adenovīrusa antigēnu noteikšana
MB	M-MB-017/00	-	ESBL (paplašināta spektra beta laktamāzes) producējošu <i>Enterobacteriaceae</i> dzimtas baktēriju noteikšana*	Materiāla uzsēšana un rezultātu interpretācija	Fēces	Paplašināta spektra beta laktamāžu (ESBL) skrīnings*
DNA	Molekulārā ģenētika					

DNA	M-DNA-001/00	MET-DNA-01/01	Polimerāzes ķēdes reakcija (PĶR)	Polimerāzes ķēdes reakcija (PĶR)	Bioloģiskais materiāls	Gēna mutāciju noteikšana, delēcijas noteikšana, metilēšanas statusa izmaiņu noteikšana
DNA	M-DNA-002/01	-	SARS Cov-2 Influenzae A/B / cobas Liat	Reālā laika apgrieztās transkriptāzes polimerāzes ķēdes reakcijas (RL-RĶR) tehnoloģija	Nazofaringeālā, nazālā iztriepe	SARS-CoV-2, A tipa gripas un B tipa gripas vīrusu RNS noteikšana
DNA	M-DNA-003/00	-	Kopiju skaita variāciju noteikšana ar hromosomālo mikročipu analīzi (CMA) CytoScan 750K vai CytoScan HD	Polimerāzes ķēdes reakcija (PĶR)	No klīniskā parauga (perifērās asinis, kultivētas vai nekultivētas horiņa bārkstiņas, kultivētas vai nekultivētas amnija šķidruma šūnas, augļa asinis, kaula smadzenes u.c.) izolēts genomiskais DNS	Kopiju skaita variāciju noteikšana ar hromosomālo mikročipu analīzi (CMA) CytoScan 750K vai CytoScan HD
DNA	M-DNA-005/00	MET-DNA-03/01	Kvantitatīva polimerāzes ķēdes reakcija - genotipēšana	Amplifikācija ar polimerāzes ķēdes reakciju / Kvantitatīva polimerāzes ķēdes reakcija	No primāra bioloģiskā parauga izolēta genomiskā DNS	DMPK gēna CTG atkārtojumu skaita noteikšana; FMR1 gēna CGG atkārtojumu skaita noteikšana; HTT gēna CAG atkārtojumu skaita noteikšana; Biežāk sastopamo aneuploidiju 13., 18., 21., X un Y hromosomu skaita noteikšana; Mātes šūnu kontaminācijas tests
DNA	M-DNA-006/00	-	Eksoma sekvencēšanas datu bioinformātiskā analīze un klīniskā interpretācija	Lielmolekulāro datu bioinformātiskā analīze	No primāra bioloģiskā parauga izolēta genomiskā DNS	Noteikto kopiju skaita variāciju (CNV) analīze un ģenētisko datu interpretācija

DNA	-	MET-DNA-02/01	Polimerāzes ķēdes reakcija ar detekciju reālajā laikā (PĶR-RL)	Polimerāzes ķēdes reakcija ar detekciju reālajā laikā (PĶR-RL)	Bioloģiskais materiāls	Kopiju skaita noteikšana
DNA	-	MET-DNA-04/01	Sekvenēšana	Sekvenēšana	Bioloģiskais materiāls	Gēna mutāciju noteikšana

* - Nav akreditēts