

VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Laboratorijas elastīgās akreditācijas sfēras metožu reģistrs

Izmekl. joma	Metodes identifikācija	Metodes identifikācija (iepriekš)	Izmeklējuma identifikācija	Izmeklējuma tehnoloģija	Izmeklējamais materiāls	Izmeklējums	Spēkā ar:
H	Hematoloģija						
H	M-H-001/01	MET-H-01/01	Asins analīze ar 5 daļu diferenciējošo asins analizatoru, Sysmex-XN-1000	Automatizēta ar 5 daļu hematoloģijas analizatoru: elektriskā pretestība; matemātisks aprēķins; gaismas absorbcija; plūsmas citometrija; fluorometrija; citoķīmija, citometrija	Asinis	Hemoglobīns (HGB), eritrocīti (RBC), hematokrīts (HCT), vidējais hemoglobīna saturs eritrocītā (MCH), vidējā hemoglobīna koncentrācija eritrocītā (MCHC), vidējais eritrocīta tilpums (MCV), eritrocītu anizocitoze (RDW-CV, RDW-SD), trombocīti (PLT), vidējais trombocītu tilpums (MPV), trombocitokrīts (PCT), trombocītu anizocitoze (PDW), trombocītu-lielo šūnu attiecība (P-LCR), leukocīti (WBC), neitrofili (NEUT%,#), limfocīti (LYMPH%,#), monocīti (MO%,#), eozinofili (EO%,#), bazofili (BA%,#), nenobriedušu granulocītu skaits (IG%,#), kodolsaturošu eritrocītu skaits (NRBC%,#), retikulocīti (RET%,#), retikulocītu hemoglobīna ekvivalents (RET-HE), nenobriedušu retikulocītu frakcija (IRF), apakšējās fluorescences attiecība (LFR), vidējās fluorescences attiecība (MFR), augšējās fluorescences attiecība (HFR), nenobriedušu trombocītu frakcija (IPF)	04.03.2019
H	M-H-002/00	MET-H-02/01	Leikocitārā formula un eritrocītu morfoloģija	Pēc May - Grünwald – Giemsa krāsota preparāta gaismas mikroskopija / Gaismas mikroskops	Asinis	Leikocitārā formula un eritrocītu morfoloģija	13.05.2013

Izmekl. joma	Metodes identifikācija	Metodes identifikācija (iepriekš)	Izmeklējuma identifikācija	Izmeklējuma tehnoloģija	Izmeklējamais materiāls	Izmeklējums	Spēkā ar:
H	M-H-003/00	MET-H-03/01	Eritrocītu grimšanas ātrums	Automatizēta ar analizatoru: kapilārā fotometrija / Roller-20	Asinis	Eritrocītu grimšanas ātrums	13.05.2013
H	M-H-004/03	MET-H-04/01	Asins gāzes/ RAPIDpoint	Automatizēta ar analizatoru: potenciometrija, amperometrija, spektrofotometrija / Rapidpoint	Kapilāras asinis	Asins gāzu un pH analīze (Nātrijs, kālijs, pH, pCO ₂ , pO ₂ , SO ₂ , BE, HCO ₃ , CHCO ₃ , jonizētais kalcījs) + kooksimetrija	23.10.2023
H	M-H-005/01	-	Kaulu smadzeņu hematoloģiskā izmeklēšana ar asins analizatoru Sysmex-XN-1000 un kaulu smadzeņu citoloģiskā izmeklēšana	Automatizēta ar 5 daļu hematoloģijas analizatoru: elektriskā pretestība; matemātisks aprēķins; gaismas absorcija; plūsmascitometrija: fluorometrija; citoķīmija, citometrija; gaismas mikroskopija / Sysmex XN 1000, Gaismas mikroskops	Kaula smadzeņu aspirāts	Kaulu smadzeņu hematoloģiskā izmeklēšana	06.08.2021
H	M-FC-001/01	MET-H-10/01	HLA-B27	Plūsmas citometrija / Beckman Coulter Navios Ex plūsmas citometrs	Asinis	HLA B27 noteikšana	06.12.2022
H	M-FC-002/00	MET-H-07/01	Limfocītu subpopulāciju noteikšana (T, B, NK šūnu virsmas receptoru noteikšana)	Plūsmas citometrija / Beckman Coulter Navios Ex plūsmas citometrs	Asinis	Limfocītu subpopulāciju noteikšana (6-krāsu TBNK protokols)	12.11.2021

Izmekl. joma	Metodes identifikācija	Metodes identifikācija (iepriekš)	Izmeklējuma identifikācija	Izmeklējuma tehnoloģija	Izmeklējamais materiāls	Izmeklējums	Spēkā ar:
H	M-FC-003/01	MET-H-08/01	Akūtas leikozes orientējoša imūnfenotipēšana	Plūsmas citometrija; antivielu paneļu analīze / Beckman Coulter Navios Ex plūsmas citometrs	Kaulu smadzeņu asspirāts, venozās asinis, Transfix	Leikēmijas imūnfenotipa (LAIP) noteikšana	11.07.2023
H	M-FC-004/01	MET-H-09/01	B limfoblastu leikozes (B-ALL) fenotipēšana	Plūsmas citometrija; antivielu paneļu analīze / Beckman Coulter Navios Ex plūsmas citometrs	Kaulu smadzeņu asspirāts, venozās asinis, Transfix	B limfoblastu leikozes (B-ALL) fenotipēšana (Leikēmijas fenotipiska klasificēšana)	12.07.2023
H	M-FC-005/01	MET-H-09/01	T limfoblastu leikozes (T-ALL) fenotipēšana	Plūsmas citometrija; antivielu paneļu analīze / Beckman Coulter Navios Ex plūsmas citometrs	Kaulu smadzeņu asspirāts, venozās asinis, Transfix	T limfoblastu leikozes (T-ALL) fenotipēšana (Leikēmijas fenotipiska klasificēšana)	05.07.2023
HIST	Histopatoloģija						
HIST	M-HIST-001/01	MET-HIST-01/01	Patohistoloģiskā audu izmeklēšana	Patohistoloģiskā audu izmeklēšana	Audi	Histopatoloģiskā izmeklēšana	21.02.2023
HIST	M-HIST-002/01	MET-HIST-02/01	Histoķīmiskā audu testēšana	Histoķīmiskā audu testēšana	Audi	Histopatoloģiskā izmeklēšana	21.02.2023
HIST	M-HIST-003/01	MET-HIST-03/01	Imunohistoķīmiskā audu testēšana	Imunohistoķīmiskā audu testēšana	Audi	Histopatoloģiskā izmeklēšana	21.02.2023
HIST	M-HIST-004/01	MET-HIST-04/01	Citoloģiskā audu izmeklēšana	Citoloģiskā audu izmeklēšana	Audi	Histopatoloģiskā izmeklēšana	21.02.2023

Izmekl. joma	Metodes identifikācija	Metodes identifikācija (iepriekš)	Izmeklējuma identifikācija	Izmeklējuma tehnoloģija	Izmeklējamais materiāls	Izmeklējums	Spēkā ar:
CĢ	Citoģenētika						
CĢ	M-CĢ-001/02	MET-CĢ-01/01	Standarta citoģenētikas metode (hromosomu ieguve ar/bez audu kultivēšanas, kariotipa noteikšana)	Hromosomu metafāžu preparātu iegūšana ar vai bez audu kultivēšanas un to analīze gaismas mikroskopā	Asinis, kaula smadzenes, amnija šķidrums, horija bārkstiņu biopātā, ādas biopātā (fibroblasti), solītie audi	Hromosomu skaits un struktūra (kariotips)	08.09.2022
CĢ	M-CĢ-002/02	MET-CĢ-02/01	FISH (fluorescentā in situ hibridizācijas) metode hromosomu metafāzēs un/vai interfāžu kodolos (ar/bez audu kultivēšanas)	Fluorescentā in situ hibridizācija (FISH) / fluorescentā mikroskopija sagatavotā preparātā	Amnija šķidrums, horija bārkstiņu biopātā, fiksēti hromosomu preparāti no dažāda izmeklējamā materiāla kultūrāsmadzeņu aspirāts, ādas biopātā, horija bārkstis, amnija šķidrums	Hromosomu lokuss	08.09.2022
IH	Imūnhematoloģija						
IH	M-IH-001/01	MET-IH-01/03	Asins grupas noteikšana ABO sistēmā ar plaknes metodi (tiešā reakcija)	Hemaglutinācijas tiešā reakcija / plaknē / 6S un 12S centrifūga	Asinis	Asins grupas noteikšana ABO sistēmā ar plaknes metodi	21.05.2020

Izmekl. joma	Metodes identifikācija	Metodes identifikācija (iepriekš)	Izmeklējuma identifikācija	Izmeklējuma tehnoloģija	Izmeklējamais materiāls	Izmeklējums	Spēkā ar:
IH	M-IH-002/01	MET-IH-02/03	Asins grupas noteikšana AB0 sistēmā ar plaknes metodi / Hemaglutinācijas dubultreakcija reakcija	Hemaglutinācijas tiešā reakcija / plaknē / 6S un 12S centrifūga	Asinis	Asins grupas noteikšana AB0 sistēmā ar plaknes metodi	21.05.2020
IH	M-IH-003/01	MET-IH-03/01	Rh (D) pazīmes noteikšana ar plaknes metodi (ar 2 reaģentiem)	Hemaglutinācijas tiešā reakcija / plaknē / 6S un 12S centrifūga	Asinis	Rh (D) pazīmes noteikšana ar plaknes metodi (ar 2 reaģentiem)	21.05.2020
IH	M-IH-004/02	MET-IH-04/03	Asins grupas noteikšana AB0 un Rh sistēmās gel-tehnikā	Hemaglutinācijas reakcija / gelkarte / Saxo ID Reader II	Asinis	Asins grupas noteikšana AB0 un Rh sistēmās gel-tehnikā	07.09.2022
IH	M-IH-005/02	MET-IH-05/01	Jaundzimušā asins imūnhematoloģiskā izmeklēšana gel-tehnikā (ID karte DiaClon AB0/Rh jaundzimušajiem)	Hemaglutinācijas reakcija / gelkarte / Saxo ID Reader II	Asinis	Jaundzimušā asins imūnhematoloģiskā izmeklēšana gel-tehnikā (ID karte DiaClon AB0/Rh jaundzimušajiem)	07.09.2022
IH	M-IH-006/02	MET-IH-06/01	Rh fenotipa (CcEe) un Kell antigēna noteikšana gel-tehnikā	Hemaglutinācijas reakcija / gelkarte / Saxo ID Reader II	Asinis	Rh fenotipa (CcEe) un Kell antigēna noteikšana gel-tehnikā	07.09.2022
IH	M-IH-007/03	MET-IH-07/01	Nepilno antieritrocitāro antivielu skrīnings gel-tehnikā ar 2 skrīningeritrocītu paraugiem (ID karte Liss-Coombs)	Hemaglutinācijas reakcija / gelkarte / Saxo ID Reader II	Asinis	Nepilno antieritrocitāro antivielu skrīnings gel-tehnikā ar 2 skrīningeritrocītu paraugiem (ID karte Liss-Coombs)	02.10.2023

Izmekl. joma	Metodes identifikācija	Metodes identifikācija (iepriekš)	Izmeklējuma identifikācija	Izmeklējuma tehnoloģija	Izmeklējamais materiāls	Izmeklējums	Spēkā ar:
IH	M-IH-008/03	MET-IH-08/01	Recipienta un donora asins individuālās saderības testi laboratorijā	Hemaglutinācijas reakcija / gelkarte / 6S un 12S centrifūga	Asinis	Recipienta un donora asins individuālās saderības testi laboratorijā	27.02.2023
IH	M-IH-009/02	MET-IH-09/01	Tiešais antiglobulīna tests (DAT) gel-tehnikā (ID karte Liss-Coombs)	Hemaglutinācijas reakcija / gelkarte / Saxo ID Reader II	Asinis	Tiešais antiglobulīna tests (DAT) gel-tehnikā (ID karte Liss-Coombs)	03.10.2022
IH	M-IH-010/01	MET-IH-10/01	Rh (D) pazīmes noteikšana gel-tehnikā	Hemaglutinācijas reakcija / gelkarte / 6S un 12S centrifūga	Asinis	Rh (D) pazīmes noteikšana gel-tehnikā	21.05.2020
IC	Imūnķīmija						
IC	M-IC-002/00	-	Metotreksāts (MTX) / ARCHITECT i1000SR	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT i1000SR	Asins serums, plazma	Metotreksāts (MTX)	12.09.2018
IC	M-IC-003/00	-	EBV EBNA IgG / ARCHITECT i1000SR	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT i1000SR	Asins serums, plazma	EBV EBNA IgG	13.09.2018
IC	M-IC-004/00	-	EBV VCA IgG / ARCHITECT i1000SR	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT i1000SR	Asins serums, plazma	EBV VCA IgG	14.09.2018
IC	M-IC-005/00	-	EBV VCA IgM / ARCHITECT i1000SR	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT i1000SR	Asins serums, plazma	EBV VCA IgM	14.09.2018

Izmekl. joma	Metodes identifikācija	Metodes identifikācija (iepriekš)	Izmeklējuma identifikācija	Izmeklējuma tehnoloģija	Izmeklējamais materiāls	Izmeklējums	Spēkā ar:
IC	M-IC-006/00	-	CMV IgG / ARCHITECT i1000SR	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT i1000SR	Asins serums, plazma	CMV IgG	14.09.2018
IC	M-IC-007/00	-	CMV IgM / ARCHITECT i1000SR	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT i1000SR	Asins serums, plazma	CMV IgM	17.09.2018
IC	M-IC-009/00	-	Vankomicīns / ARCHITECT i1000SR	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT i1000SR	Asins serums, plazma	Vankomicīns	15.10.2018
IC	M-IC-010/00	-	Gentamicīns / ARCHITECT i1000SR	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT i1000SR	Asins serums, plazma	Gentamicīns	10.10.2018
IC	M-IC-011/00	-	Vitamīns B12 / ARCHITECT i1000SR	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT i1000SR	Asins serums, plazma	Vitamīns B12	10.10.2018
IC	M-IC-012/00	-	Parathormons (PTH) / ARCHITECT i1000SR	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT i1000SR	Asins serums, plazma	Parathormons	25.09.2018
IC	M-IC-013/01	-	Insulīns (INS) / ARCHITECT i1000SR	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT i1000SR	Asins serums, plazma	Insulīns (INS)	04.02.2020

Izmekl. joma	Metodes identifikācija	Metodes identifikācija (iepriekš)	Izmeklējuma identifikācija	Izmeklējuma tehnoloģija	Izmeklējamais materiāls	Izmeklējums	Spēkā ar:
IC	M-IC-016/00	-	Anti-Kardiopīna IgG / ALEGRIA	Modificēta ELISA / Alegria	Asins serums	Kardiopīnu skrīnings	15.10.2018
IC	M-IC-017/01	-	Anti-HSV 1/2 IgG (Asins serums, plazma) / ALEGRIA	Modificēta ELISA / Alegria	Asins serums, plazma	Anti HSV 1/2 IgG	25.11.2021
IC	M-IC-019/00	MET-IC-200/01	Ekstraktablās nukleārās antivielas (ENA) / Alegria	Netiešā enzīmātiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	Ekstraktablās nukleārās antivielas (ENA)	02.05.2019
IC	M-IC-020/00	MET-IC-202/01	Antivielas pret mieloperoksidāzi (Anti MPO) / Alegria	Netiešā enzīmātiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	Antivielas pret mieloperoksidāzi (Anti MPO)	02.05.2019
IC	M-IC-021/00	MET-IC-203/01	Antivielas pret proteināzi-3 (Anti PR3) / Alegria	Netiešā enzīmātiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	Antivielas pret proteināzi-3 (Anti PR3)	02.05.2019
IC	M-IC-022/00	MET-IC-204/01	ANTI GLIADĪNA ANTIVIELAS (IGA) / ALEGRIA	Netiešā enzīmātiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	Antigliadīna antivielas (IgA)	25.04.2019
IC	M-IC-023/00	MET-IC-205/01	Antigliadīna antivielas (IgG) / Alegria	Netiešā enzīmātiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	Antigliadīna antivielas (IgG)	29.04.2019
IC	M-IC-024/00	MET-IC-206/01	Antivielas pret transglutamināzi (IgA) / Alegria	Netiešā enzīmātiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	Antivielas pret transglutamināzi (IgA)	29.04.2019
IC	M-IC-025/00	MET-IC-207/01	Antivielas pret transglutamināzi (IgG) / Alegria	Netiešā enzīmātiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	Antivielas pret transglutamināzi (IgG)	29.04.2019
IC	M-IC-026/00	MET-IC-208/01	dsDNS / Alegria	Netiešā enzīmātiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	dsDNS	29.04.2019
IC	M-IC-028/00	MET-IC-210/01	Anti-histonu antivielu noteikšana/Alegria	Netiešā enzīmātiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	Anti-histonu antivielu noteikšana	04.06.2019

Izmekl. joma	Metodes identifikācija	Metodes identifikācija (iepriekš)	Izmeklējuma identifikācija	Izmeklējuma tehnoloģija	Izmeklējamais materiāls	Izmeklējums	Spēkā ar:
IC	M-IC-029/00	MET-IC-211/01	Anti-C1q/Alegria	Netiešā enzīmātiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	Anti-C1q	06.06.2019
IC	M-IC-030/00	MET-IC-212/01	ENA SUBTIPU (SM) / ALEGRIA	Netiešā enzīmātiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	ENA subtipu (SM)	05.06.2019
IC	M-IC-031/00	MET-IC-213/01	ENA subtipu (RNP) / Alegria	Netiešā enzīmātiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	ENA subtipu (RNP)	05.06.2019
IC	M-IC-032/00	MET-IC-214/01	ENA subtipu (SS-A) / Alegria	Netiešā enzīmātiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	ENA subtipu (SS-A)	05.06.2019
IC	M-IC-033/00	MET-IC-215/01	ENA subtipu (SS-B) / Alegria	Netiešā enzīmātiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	ENA subtipu (SS-B)	05.06.2019
IC	M-IC-034/00	MET-IC-216/01	ENA subtipu (Jo-1) / Alegria	Netiešā enzīmātiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	ENA subtipu (Jo-1)	04.06.2019
IC	M-IC-035/00	MET-IC-217/01	ENA subtipu (Scl-70) / Alegria	Netiešā enzīmātiskā imūnā reakcija / Alegria	Asins serums	ENA subtipu (Scl-70)	04.06.2019
IC	M-IC-041/00	MET-IC-223/01	Anti-EBV (ZEBRA) IgM klases antivielas / Alegria	Modificēta ELISA / Alegria	Asins serums	Anti-EBV (ZEBRA) IgM klases antivielas	17.06.2019
IC	M-IC-042/00	MET-IC-224/01	Anti-Chlamydia pneumoniae IgG klases antivielas / ALEGRIA	Modificēta ELISA / Alegria	Asins serums	Anti-Chlamydia pneumoniae IgG klases antivielas	25.06.2019
IC	M-IC-043/00	MET-IC-225/01	Anti-Chlamydia pneumoniae IgM klases antivielas / Alegria	Modificēta ELISA / Alegria	Asins serums	Anti-Chlamydia pneumoniae IgM klases antivielas	25.06.2019
IC	M-IC-045/00	MET-IC-227/01	Anti-Varicella Zoster IgM klases antivielas / Alegria	Modificēta ELISA / Alegria	Asins serums	Anti-Varicella Zoster IgM klases antivielas	26.06.2019

Izmekl. joma	Metodes identifikācija	Metodes identifikācija (iepriekš)	Izmeklējuma identifikācija	Izmeklējuma tehnoloģija	Izmeklējamais materiāls	Izmeklējums	Spēkā ar:
IC	M-IC-046/00	MET-IC-228/01	Anti-Varicella Zoster IgG (kvantitatīvi) klases antivielas / Alegria	Modificēta ELISA / Alegria	Asins serums	Anti-Varicella Zoster IgG (kvantitatīvi) klases antivielas	26.06.2019
IC	M-IC-048/00	MET-IC-230/01	Anti-Borrelia Burgdorferi IgG klases antivielas / Alegria	Modificēta ELISA / Alegria	Asins serums	Anti-Borrelia Burgdorferi IgG klases antivielas	27.06.2019
IC	M-IC-049/00	MET-IC-231/01	Anti-Borrelia Burgdorferi IgM klases antivielas / Alegria	Modificēta ELISA / Alegria	Asins serums	Anti-Borrelia Burgdorferi IgM klases antivielas	26.06.2019
IC	M-IC-050/00	MET-IC-232/01	Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG klases antivielas / Alegria	Modificēta ELISA / Alegria	Asins serums	Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG klases antivielas	27.06.2019
IC	M-IC-051/00	MET-IC-233/01	Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM klases antivielas / Alegria	Modificēta ELISA / Alegria	Asins serums	Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM klases antivielas	27.06.2019
IC	M-IC-052/00	MET-IC-234/01	Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA klases antivielas / Alegria	Modificēta ELISA / Alegria	Asins serums	Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA klases antivielas	27.06.2019
IC	M-IC-053/00	MET-IC-235/01	Anti-Rubeola IgG klases antivielas / Alegria	Modificēta ELISA / Alegria	Asins serums	Anti-Rubeola (masalu) IgG klases antivielas	26.06.2019
IC	M-IC-054/00	MET-IC-236/01	Anti-Rubeola IgM klases antivielas / Alegria	Modificēta ELISA / Alegria	Asins serums	Anti-Rubeola (masalu) IgM klases antivielas	26.06.2019

Izmekl. joma	Metodes identifikācija	Metodes identifikācija (iepriekš)	Izmeklējuma identifikācija	Izmeklējuma tehnoloģija	Izmeklējamais materiāls	Izmeklējums	Spēkā ar:
IC	M-IC-055/00	MET-IC-3/01	Kortizols (serums) / Cobas e 601	Elektroķīmiskā luminiscence / Cobas e 601	Asins serums	Kortizols	16.10.2019
IC	M-IC-056/00	MET-IC-4/01	Kortizols (siekalas) / Cobas e 601	Elektroķīmiskā luminiscence / Cobas e 601	Siekalas	Kortizols	16.10.2019
IC	M-IC-057/02	MET-IC-300/01	Kvantitatīva fenilalanīna noteikšana uz filtpapīra izžāvētās asinīs ar fluoriscences metodi jaundzimušo skrīninga programmas ietvaros	Fluoriscences metode / Fluoroscan Ascent	Izžāvētas asinis	Fenilalanīns (jaundzimušo skrīnings)	22.11.2023
IC	M-IC-058/02	MET-IC-301/01	Kvantitatīva tireotropā hormona noteikšana uz filtpapīra izžāvētās asinīs ar fluoriscences metodi jaundzimušo skrīninga programmas ietvaros	Fluoriscences metode / Fluoroscan Ascent	Izžāvētas asinis	Tireotropais hormons (jaundzimušo skrīnings)	22.11.2023
IC	M-IC-059/01	-	Kvantitatīva kopējas galaktozes noteikšana uz filtpapīra izžāvētās asinīs ar fluoriscences metodi jaundzimušo skrīninga programmas ietvaros	Fluoriscences metode / Fluoroscan Ascent	Izžāvētas asinis	Kopējā galaktoze (jaundzimušo skrīnings)	08.07.2022

Izmekl. joma	Metodes identifikācija	Metodes identifikācija (iepriekš)	Izmeklējuma identifikācija	Izmeklējuma tehnoloģija	Izmeklējamais materiāls	Izmeklējums	Spēkā ar:
IC	M-IC-060/01	-	Enzīma GALT aktivitātes noteikšana uz filtrpapīra izžāvētās asinīs ar fluoriscences metodi jaundzimušo skrīninga programmas ietvaros	Fluoriscences metode / Fluoroscant Ascent	Izžāvētas asinis	Gataktozes enzīma aktivitāte (jaundzimušo skrīnings)	08.07.2022
IC	M-IC-061/01	-	Kvantitatīva 17-hidroksiprogesterona noteikšana uz filtrpapīra izžāvētās asinīs ar fluoriscences metodi jaundzimušo skrīninga programmas ietvaros	Fluoriscences metode / Fluoroscant Ascent	Izžāvētas asinis	17-OH Progesterons (jaundzimušo skrīnings)	25.08.2022
<u>IC</u>	M-IC-062/02	-	Kvantitatīvā imūnreaktīvā tripsinogēna noteikšana uz filtrpapīra izžāvētās asinīs ar fluoriscences metodi jaundzimušo skrīninga programmas ietvaros	Fluoriscences metode / Fluoroscant Ascent	Izžāvētas asinis	Imūnreaktīvais tripsinogēns	24.11.2023
IC	M-IC-063/01	-	Biotinidāzes aktivitātes noteikšana uz filtrpapīra izžāvētās asinīs ar fluoriscences metodi jaundzimušo skrīninga programmas ietvaros	Fluoriscences metode / Fluoroscant Ascent	Izžāvētas asinis	Biotinidāzes aktivitāte (jaundzimušo skrīnings)	08.06.2022

Izmekl. joma	Metodes identifikācija	Metodes identifikācija (iepriekš)	Izmeklējuma identifikācija	Izmeklējuma tehnoloģija	Izmeklējamais materiāls	Izmeklējums	Spēkā ar:
IC	M-IC-064/00	-	Kalprotektīns/ ALEGRIA	Modificēta ELISA / Alegria	Fēces	Kalprotektīns	30.09.2020
IC	M-IC-065/00	-	AntiHAV IgM / ARCHITECT i1000SR	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT i1000SR	Asins serums, plazma	Anti-HAV (A hepatīta) IgM klases antiviēlas	31.08.2021
IC	M-IC-066/00	-	Aktīvais B12 / ARCHITECT i1000SR	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT i1000SR	Asins serums, plazma	Aktīvais B12 vitamīns	31.08.2021
IC	M-IC-067/00	-	Sifiliss TP / ARCHITECT i1000SR	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT i1000SR	Asins serums, plazma	Sifilisa (Treponema pallidum) antiviēlas	31.08.2021
IC	M-IC-068/00	-	Toxoplasma gondii IgM / ARCHITECT i1000SR	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT i1000SR	Asins serums, plazma	Toxoplasma gondii IgM klases antiviēlas	24.08.2021
IC	M-IC-069/00	-	Toxoplasma gondii IgG / ARCHITECT i1000SR	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT i1000SR	Asins serums, plazma	Toxoplasma gondii IgG klases antiviēlas	23.08.2021
IC	M-IC-070/01	-	Anti SARS Cov-2- Spike / Cobas e 601	Elektroķīmiskā luminiscence / Cobas e 601	Asins serums, plazma	Anti SARS CoV-2-Spike	02.09.2022
IC	M-IC-071/00	-	Anti SARS Cov-2 / Cobas e 601	Elektroķīmiskā luminiscence / Cobas e 601	Asins serums, plazma	Anti SARS CoV-2	14.09.2021
IC	M-IC-072/00	-	Antiviēlas pret tireoperoksidāzi (Anti- TPO) / Immulite 2000XPi	Imūnhemiluminiscences metode / Imulite 2000XPi	Asins serums, plazma	Antiviēlas pret tireoperoksidāzi (Anti- TPO)	07.10.2021

Izmekl. joma	Metodes identifikācija	Metodes identifikācija (iepriekš)	Izmeklējuma identifikācija	Izmeklējuma tehnoloģija	Izmeklējamais materiāls	Izmeklējums	Spēkā ar:
IC	M-IC-073/00	-	Augsti jutīgs Troponīns I (Asins serums, plazma) / ARCHITECT i1000SR	Divpakāpju imūnanalīze (CMIA) / ARCHITECT i1000SR	Asins serums, plazma	Augsti jutīgs Troponīns I	01.11.2021
IC	M-IC-074/00	-	CK-MB (Asins serums, plazma) / ARCHITECT i1000SR	Divpakāpju imūnanalīze (CMIA) / ARCHITECT i1000SR	Asins serums, plazma	CK - MB (Kreatīnkināzes izoenzīms MB)	01.11.2021
IC	M-IC-075/00	-	NT-ProBNP / ARCHITECT i1000SR	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT i1000SR	Asins serums, plazma	NT-ProBNP (N termināla pro-B tipa nātrijurētiskais peptīds)	04.11.2021
IC	M-IC-076/00	-	Anti-Chlamydia trachomatis IgA (Asins serums, plazma) / Alegria	Modificēta ELISA / Alegria	Asins serums, plazma	Anti-Chlamydia trachomatis IgA klases antivielas	12.11.2021
IC	M-IC-077/00	-	Anti-Chlamydia trachomatis IgG (Asins serums, plazma) / Alegria	Modificēta ELISA / Alegria	Asins serums, plazma	Anti-Chlamydia trachomatis IgG klases antivielas	12.11.2021
IC	M-IC-078/00	-	Anti-Chlamydia trachomatis IgM (Asins serums, plazma) / Alegria	Modificēta ELISA / Alegria	Asins serums, plazma	Anti-Chlamydia trachomatis IgM klases antivielas	12.11.2021
IC	M-IC-079/00	-	Anti-HSV 1/2 IgM (Asins serums, plazma) / ALEGRIA	Modificēta ELISA / Alegria	Asins serums, plazma	Anti HSV 1/2 IgM*	25.11.2021
IC	M-IC-080/00	MET-IC-105/01	IGF-I - Insulīnam līdzīgais augšanas faktors I (Asins serums, plazma) / Immulite 2000	Imūnhemiluminiscences metode / Imulite 2000XPi	Asins serums, plazma	Insulīnam līdzīgais augšanas faktors-I (IGF-I)	13.12.2021

Izmekl. joma	Metodes identifikācija	Metodes identifikācija (iepriekš)	Izmeklējuma identifikācija	Izmeklējuma tehnoloģija	Izmeklējamais materiāls	Izmeklējums	Spēkā ar:
IC	M-IC-081/00	-	Anti-CCP IgG – IgG antivielas pret ciklisko citrulinēto peptīdu (Asins serums, plazma) / Immulite 2000	Imūnhemiluminiscences metode / Imulite 2000XPi	Asins serums, plazma	Anti-CCP IgG – IgG antivielas pret ciklisko citrulinēto peptīdu	10.03.2022
IC	M-IC-082/00	-	17-OH Progesterons (Asins serums, plazma) / IDS iSYS	Hemiluminiscences tehnoloģija / IDS iSYS	Asins serums, plazma	17-OH Progesterons	11.05.2022
IC	M-IC-083/00	-	HIV Ag/Ab Combo (Asins serums) / ARCHITECT i1000SR	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT i1000SR	Asins serums	HIV 1/2 antigēns un antivielas (p24 antigēns un antivielas pret HIV1 un HIV2)	25.10.2022
IC	M-IC-084/00	-	Anti-HCV (Asins serums) / ARCHITECT i1000SR	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT i1000SR	Asins serums	Anti-HCV (C hepatīta) antivielas	01.11.2022
IC	M-IC-085/00	-	HBsAg (Asins serums) / ARCHITECT i1000SR	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT i1000SR	Asins serums	HBsAg (B hepatīta virsmas) antigēns	25.10.2022
IC	M-IC-086/00	-	Anti-HBc (Asins serums) / ARCHITECT i1000SR	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT i1000SR	Asins serums	Anti-HBc (antivielu pret B hepatīta serdes antigēnu noteikšana)	03.11.2022
IC	M-IC-087/00	-	Anti-HBc IgM (Asins serums) / ARCHITECT i1000SR	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnķīmiskā analīze / ARCHITECT i1000SR	Asins serums	Anti-HBc IgM (IgM antivielu pret B hepatīta serdes antigēnu noteikšana)	07.11.2022
IC	M-IC-088/00	MET-IC-7/01	FSH (Asins serums, plazma) / Cobas e 601	Elektroķīmiskā luminiscence / Cobas e 601	Asins serums, plazma	FSH (Folikulstimulējošais hormons)	11.11.2022

Izmekl. joma	Metodes identifikācija	Metodes identifikācija (iepriekš)	Izmeklējuma identifikācija	Izmeklējuma tehnoloģija	Izmeklējamais materiāls	Izmeklējums	Spēkā ar:
IC	M-IC-089/00	MET-IC-10/01	LH - Luteinizējošais hormons (Asins serums, plazma) / Cobas e 601	Elektroķīmiskā luminiscence / Cobas e 601	Asins serums, plazma	Luteinizējošais hormons (LH)	29.03.2023
IC	M-IC-090/00	MET-IC-9/01	FT4 IV – Brīvais tiroksīns (Asins serums, plazma) / Cobas e 601	Elektroķīmiskā luminiscence / Cobas e 601	Asins serums	Brīvais tiroksīns (FT4)	06.06.2023
IC	M-IC-091/00	MET-IC-8/01	FT3 III - Brīvais trijodtironīns (Asins serums, plazma) / Cobas e 601	Elektroķīmiskā luminiscence / Cobas e 601	Asins serums	Brīvais trijodtironīns (FT3)	20.06.2023
IC	M-IC-092/00	MET-IC-12/01	Testosterons II (Asins serums, plazma) / Cobas e 601	Elektroķīmiskā luminiscence / Cobas e 601	Asins serums	Testosterons	28.06.2023
IC	M-IC-093/00	MET-IC-14/01	D vitamīns III (Asins serums, plazma) / Cobas e 601	Elektroķīmiskā luminiscence / Cobas e 601	Asins serums	D (25-OH) vitamīns kopējais (D3+D2)	05.07.2023
IC	-	MET-IC-5/01	Estradiols / Cobas e 601	Elektroķīmiskā luminiscence / Cobas e 601	Asins serums	Estradiols	13.05.2013
IC	-	MET-IC-6/01	Ferritīns / Cobas e 601	Elektroķīmiskā luminiscence / Cobas e 601	Asins serums	Ferritīns	13.05.2013
IC	-	MET-IC-11/01	Prolaktīns / Cobas e 601	Elektroķīmiskā luminiscence / Cobas e 601	Asins serums	Prolaktīns	13.05.2013
IC	-	MET-IC-13/01	Tireotropais hormons (TSH) / Cobas e 601	Elektroķīmiskā luminiscence / Cobas e 601	Asins serums	Tireotropais hormons (TSH)	13.05.2013
IC	-	MET-IC-50/01	Fenobarbitāls / Cobas Integra 400 Plus	Enzimātiskā metode/ Cobas Integra 400 Plus	Asins serums	Fenobarbitāls	13.05.2013
IC	-	MET-IC-100/01	Alfa - fetoproteīns / Immulite 2000XPi	Imūnhemiluminiscences metode / Immulite 2000XPi	Asins serums, amnija šķidrums	Alfa - fetoproteīns (AFP)	07.10.2014

Izmekl. joma	Metodes identifikācija	Metodes identifikācija (iepriekš)	Izmeklējuma identifikācija	Izmeklējuma tehnoloģija	Izmeklējamais materiāls	Izmeklējums	Spēkā ar:
IC	-	MET-IC-102/01	Androstendions / Immulite 2000XPi	Imūnhemiluminiscences metode / Immulite 2000XPi	Asins serums	Androstendions	13.05.2013
IC	-	MET-IC-103/01	C-peptīds / Immulite 2000XPi	Imūnhemiluminiscences metode / Immulite 2000XPi	Asins serums	C-peptīds	13.05.2013
IC	-	MET-IC-104/01	Dehidroepiandrosterona sulfāts / Immulite 2000XPi	Imūnhemiluminiscences metode / Immulite 2000XPi	Asins serums	Dehidroepiandrosterona sulfāts	13.05.2013
IC	-	MET-IC-106/01	Interleikīns-6 / Immulite 2000XPi	Imūnhemiluminiscences metode / Immulite 2000XPi	Asins serums	Interleikīns-6	13.05.2013
IC	-	MET-IC-108/01	Somatotropais hormons (STH) / Immulite 2000XPi	Imūnhemiluminiscences metode / Immulite 2000XPi	Asins serums	Somatotropais hormons (STH)	13.05.2013
IC	-	MET-IC-109/01	Kopējais imūnglobulīns E / Immulite 2000XPi	Imūnhemiluminiscences metode / Immulite 2000XPi	Asins serums	Kopējais imūnglobulīns E	13.05.2013
IC	-	MET-IC-110/01	Specifiskais imūnglobulīns E / Immulite 2000XPi	Imūnhemiluminiscences metode / Immulite 2000XPi	Asins serums	Specifiskais imūnglobulīns E	13.05.2013
IC	-	MET-IC-111/01	Specifiskā IgE noteikšana (panelis – 5 Ag) / Immulite 2000XPi	Imūnhemiluminiscences metode / Immulite 2000XPi	Asins serums	Specifiskā IgE noteikšana (panelis – 5 Ag)	13.05.2013
IC	-	MET-IC-112/01	Antivielas pret tireoglobulīnu (Anti-Tg) / Immulite 2000XPi	Imūnhemiluminiscences metode / Immulite 2000XPi	Asins serums	Antivielas pret tireoglobulīnu (Anti-Tg)	13.05.2013
KL	Klīnika						
KL	M-KL-001/00	MET-KL-01/01	Urīna analīze ar teststrēmeli (cobas u 411)	Urīna analīze ar teststrēmeli / cobas u 411	Urīns	Krāsa, dzidrums, īpatnējais svars, reakcija (pH), leukocīti, eritrocīti (hemoglobīns), nitrīti, proteīns, glikoze, ketonvielas, urobilīnogēns, bilirubīns	23.04.2018

Izmekl. joma	Metodes identifikācija	Metodes identifikācija (iepriekš)	Izmeklējuma identifikācija	Izmeklējuma tehnoloģija	Izmeklējamais materiāls	Izmeklējums	Spēkā ar:
KL	M-KL-003/01	MET-KL-03/01	Urīna sedimenta standartizēta mikroskopija	Urīna sedimenta standartizēta mikroskopija / Gaismas mikroskops	Urīns	Urīna sedimenta elementi	19.08.2020
KL	M-KL-005/00	-	Apslēptās asinis / Imūnhromatogrāfijas princips	Imūnhromatogrāfijas princips	Fēces	Apslēptās asinis	25.06.2019
KL	M-KL-008/00	MET-KL-10/01	Šūnu skaits un šūnu diferencēšana / Sysmex XN 1000	Likvora analīze ar 5-diff analizatoru elektriskā pretestība; matemātisks aprēķins; plūsmas citometrija: fluorometrija; citoķīmija, citometrija	Muguras smadzeņu šķidrums	Šūnu skaits un šūnu diferencēšana	21.11.2019
KL	M-KL-009/00	MET-KL-11/01	Krēpu elementi / natīva preparāta gaismas mikroskopija	Vizuāla novērtēšana/natīva preparāta gaismas mikroskopija / Gaismas mikroskops	Krēpas	Krēpu elementi	15.11.2019
KL	M-KL-010/00	MET-KL-12/01	Eozinofīlo leukocītu noteikšana deguna izdalījumos un krēpās	Pēc Romanovska-Gimza krāsota preparāta gaismas mikroskopija / Gaismas mikroskops	Krēpas, deguna gļotādas sekrēts	Eozinofīlie leukocīti	15.11.2019
KL	M-KL-011/00	MET-KL-13/01	Iztriepju bakterioskopija uz mikrofluoru un seksuāli transmisīvajām slimībām	Ar metilēnzilo un pēc Grama krāsota preparāta gaismas mikroskopija / Gaismas mikroskops	Uroģenitālā trakta materiāla iztriepe	Leikocīti, eritrocīti, epitēlijs, mikroflora	21.11.2019
KL	M-KL-012/00	MET-KL-02	Urīna analīze / cobas 6500	Automatizēta teststrēmeles un mikroskopijas analīze; fotometrija	Urīns	Krāsa, dzidrums, īpatnējais svars, reakcija (pH), leukocīti, eritrocīti (hemoglobīns), nitrīti, proteīns, glikoze, ketonvielas, urobilīnogēns, bilirubīns un urīna sedimenta elementi	19.08.2020

Izmekl. joma	Metodes identifikācija	Metodes identifikācija (iepriekš)	Izmeklējuma identifikācija	Izmeklējuma tehnoloģija	Izmeklējamais materiāls	Izmeklējums	Spēkā ar:
CC	Klīniskā ķīmija						
CC	M-CC-002/00	MET-CC-15/01	Albumīna noteikšana asins serumā, plazmā/ Cobas c 501	Bromkrezolzaļā (BCG) krāsu saistošās metodes atvasinājums / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Albumīns	22.02.2019
CC	M-CC-003/00	MET-CC-16/01	Sārmainā fosfatāze / Cobas c 501	Kolorimetriska metode / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Sārmainā fosfatāze	28.02.2019
CC	M-CC-004/00	MET-CC-17/01	Alanīnaminotransferāze (ALAT) / Cobas c 501, bez piridoksālfosfāta	IFCC metode bez piridoksāla-5 fosfāta (optimizētā) / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Alanīnaminotransferāze (ALAT)	28.02.2019
CC	M-CC-005/00	MET-CC-18/01	Amilāze / Cobas c 501	Fermentatīvs kolorimetriskais tests (IFCC) / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Amilāze	26.03.2019
CC	M-CC-006/00	MET-CC-19/01	Antistreptolizīns O / Cobas c 501	Imūnturbidimetrija / Cobas c 501	Asins serums	Antistreptolizīns O	26.03.2019
CC	M-CC-007/00	MET-CC-20/01	Aspartātaminotransferāze (ASAT) / Cobas c 501 bez piridoksālfosfāta	IFCC metode bez piridoksāla-5 fosfāta (optimizētā) / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Aspartātaminotransferāze (ASAT)	26.03.2019
CC	M-CC-008/00	MET-CC-21/01	Tiešais bilirubīns/Cobas c 501	Diazo metode (DPD) / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Tiešais bilirubīns	02.04.2019
CC	M-CC-009/00	MET-CC-22/01	Kopējais bilirubīns/Cobas c 501	Diazo metode (DPD)+acid / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Kopējais bilirubīns	02.04.2019
CC	M-CC-010/00	MET-CC-23/01	Komplementa komponentes C3 noteikšana/Cobas c 501	Imūnturbidimetrija / Cobas c 501	Asins serums	Komplementa komponentes C3 noteikšana	02.04.2019
CC	M-CC-011/00	MET-CC-24/01	Komplementa komponentes C4 noteikšana/Cobas c 501	Imūnturbidimetrija / Cobas c 501	Asins serums	Komplementa komponentes C4 noteikšana	02.04.2019

Izmekl. joma	Metodes identifikācija	Metodes identifikācija (iepriekš)	Izmeklējuma identifikācija	Izmeklējuma tehnoloģija	Izmeklējamais materiāls	Izmeklējums	Spēkā ar:
CC	M-CC-012/01	-	Protrombīna laika un INR noteikšana ar SYSMEX CS 2500	Turbidimetrija / Sysmex CS 2500	Citrāta plazma	Protrombīna laiks un INR	16.06.2023
CC	M-CC-013/01	-	Aktivētais parciālā tromboplastīna laiks (APTL) / Sysmex CS 2500	Fotooptiska recekļa noteikšana / Sysmex CS 2500	Citrāta plazma	Aktivētais parciālā tromboplastīna laiks (APTL)	26.06.2023
CC	M-CC-014/01	-	Fibrinogēns / Sysmex CS 2500	Klausa metodes modifikācija / Sysmex CS 2500	Citrāta plazma	Fibrinogēns	27.09.2023
CC	M-CC-015/01	-	D-Dimēri / Sysmex CS 2500	Turbidimetrija / Sysmex CS 2500	Citrāta plazma	D-Dimēri	22.11.2023
CC	M-CC-016/00	-	VIII faktora aktivitāte / Sysmex CS 2500	Recekļa veidošanās laika noteikšana / Sysmex CS 2500	Citrāta plazma	VIII faktora aktivitāte	06.11.2018
CC	M-CC-017/00	-	IX faktora aktivitāte / Sysmex CS 2500	Recekļa veidošanās laika noteikšana / Sysmex CS 2500	Citrāta plazma	IX faktora aktivitāte	06.11.2018
CC	M-CC-018/00	-	Von Willebranda faktora aktivitāte / Sysmex CS 2500	Turbidimetrija / Sysmex CS 2500	Citrāta plazma	Von Willebranda faktora aktivitāte	08.11.2018
CC	M-CC-019/00	-	Von Willebranda faktora Ag / Sysmex CS 2500	Turbidimetrija / Sysmex CS 2500	Citrāta plazma	Von Willebranda faktora Ag	08.11.2018
CC	M-CC-020/00	MET-CC-25/01	Kalcijs / Cobas c 501	5-nitro-5'-methyl-BAPTA (NM-BAPTA) / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Kalcijs	30.04.2019
CC	M-CC-021/00	MET-CC-26/01	Ceruloplazmīns / Cobas c 501	Imūnturbidimetrija / Cobas c 501	Asins serums	Ceruloplazmīns	25.06.2019
CC	M-CC-022/00	MET-CC-27/01	Kopējais holesterīns / Cobas c 501	Fermentatīva metode / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Kopējais holesterīns	25.06.2019
CC	M-CC-023/00	MET-CC-28/01	Kreatinīnkināze / Cobas c 501	UV-tests ar NADPH / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Kreatinīnkināze	09.10.2019

Izmekl. joma	Metodes identifikācija	Metodes identifikācija (iepriekš)	Izmeklējuma identifikācija	Izmeklējuma tehnoloģija	Izmeklējamais materiāls	Izmeklējums	Spēkā ar:
CC	M-CC-024/00	MET-CC-29/01	Hlorīdi (Serums) / Cobas c 501	Netiešā jonselektīvā elektrodu metode / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Hlorīdi	09.10.2019
CC	M-CC-025/00	MET-CC-30/01	Kreatinīns / Cobas c 501	Jaffes reakcija / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Kreatinīns	16.10.2019
CC	M-CC-026/01	MET-CC-31/01	CRO 4 - C-reaktīvais olbaltums (Asins serums, plazma) / Cobas c 501	Imūnturbidimetrija / Cobas c 501	Asins serums, plazma	C - reaktīvais olbaltums	20.06.2023
CC	M-CC-027/00	MET-CC-32/01	Cīstatīna C noteikšana / Cobas c 501	Imūnturbidimetrija / Cobas c 501	Asins serums	Cīstatīna C noteikšana	16.10.2019
CC	M-CC-028/00	MET-CC-33/01	Gamma - glutamīltransferāze / Cobas c 501	Fermentatīvā kolorimetriskā IFCC metode / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Gamma - glutamīltransferāze	16.10.2019
CC	M-CC-029/00	MET-CC-34/01	Glikoze (serumā, plazmā) / Cobas c 501	Heksokināzes UV tests / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Glikoze	16.10.2019
CC	M-CC-030/00	MET-CC-35/01	Augsta blīvuma holesterīns / Cobas c 501	Tiešā fermentatīvā metode / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Augsta blīvuma holesterīns	05.11.2019
CC	M-CC-031/00	MET-CC-36/01	Imūnglobulīns A / Cobas c 501	Imūnturbidimetrija / Cobas c 501	Asins serums	Imūnglobulīns A	05.11.2019
CC	M-CC-032/00	MET-CC-37/01	Imūnglobulīns G / Cobas c 501	Imūnturbidimetrija / Cobas c 501	Asins serums	Imūnglobulīns G	05.11.2019
CC	M-CC-033/00	MET-CC-38/01	Imūnglobulīns M / Cobas c 501	Imūnturbidimetrija / Cobas c 501	Asins serums	Imūnglobulīns M	15.11.2019
CC	M-CC-034/00	MET-CC-39/01	Dzelzs/Cobas c 501	Reakcija ar ferrozīnu / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Dzelzs	15.11.2019
CC	M-CC-035/00	MET-CC-40/01	Kālijs / Asins serumā, plazmā / Cobas c 501	Netiešā jonselektīvā elektrodu metode / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Kālijs	11.02.2020

Izmekl. joma	Metodes identifikācija	Metodes identifikācija (iepriekš)	Izmeklējuma identifikācija	Izmeklējuma tehnoloģija	Izmeklējamais materiāls	Izmeklējums	Spēkā ar:
CC	M-CC-036/00	MET-CC-41/01	Laktātdehidrogenāze / Cobas c 501	UV tests / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Laktātdehidrogenāze	11.02.2020
CC	M-CC-037/00	MET-CC-42/01	Zema blīvuma holesterīns / Cobas c 501	Tiešā fermentatīvā metode / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Zema blīvuma holesterīns	04.03.2020
CC	M-CC-038/00	MET-CC-43/01	Lipāze / Cobas c 501	Fermentatīvs kolorimetriskais tests / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Lipāze	21.02.2020
CC	M-CC-039/00	MET-CC-44/01	Magnijs / Asins serums, plazma / Cobas c 501	Kolorimetriskā metode ar ksilidilzīlo / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Magnijs	21.02.2020
CC	M-CC-040/00	MET-CC-45/01	Nātrijs / Asins serums, plazma / Cobas c 501	Netiešā jonselektīvā elektrodu metode / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Nātrijs	04.03.2020
CC	M-CC-041/01	MET-CC-46/01	Fosfors / Cobas c 501	Molibdāta ultravioletais tests / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Fosfors	20.11.2020
CC	M-CC-042/00	MET-CC-47/01	Reimatoīdais faktors (kvantitatīvi) / Cobas c 501	Imūnturbidimetrija / Cobas c 501	Asins serums	Reimatoīdais faktors (kvantitatīvi)	19.11.2020
CC	M-CC-043/00	MET-CC-48/01	Šķīstošais transferīna receptors/ Cobas c 501	Imūnturbidimetrija / Cobas c 501	Asins serums	Šķīstošie transferīna receptori	19.11.2020
CC	M-CC-044/00	MET-CC-49/01	Nātrijs (Urīns) / Cobas c 501	Netiešā jonselektīvā elektrodu metode / Cobas c 501	Urīns	Nātrijs	19.11.2020
CC	M-CC-045/00	MET-CC-50/01	Kālijs (Urīns) / Cobas c 501	Netiešā jonselektīvā elektrodu metode / Cobas c 501	Urīns	Kālijs	20.11.2020
CC	M-CC-046/00	MET-CC-51/01	Hlorīdi (Urīns) / Cobas c 501	Netiešā jonselektīvā elektrodu metode / Cobas c 501	Urīns	Hlorīdi	20.11.2020
CC	M-CC-047/00	MET-CC-52/01	Kopējais olbaltums / Cobas c 501	Biureta reakcija (kolorimetrija) / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Kopējais olbaltums	20.11.2020

Izmekl. joma	Metodes identifikācija	Metodes identifikācija (iepriekš)	Izmeklējuma identifikācija	Izmeklējuma tehnoloģija	Izmeklējamais materiāls	Izmeklējums	Spēkā ar:
CC	M-CC-048/01	-	Hlors (Asins serums, plazma) / Integra 400	Netiešā jonselektīvā elektrodu metode / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Hlors	23.10.2023
CC	M-CC-049/01	-	Nātrijs / Integra 400	Netiešā jonselektīvā elektrodu metode / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Nātrijs	23.10.2023
CC	M-CC-050/01	-	Kālijs / Integra 400	Netiešā jonselektīvā elektrodu metode / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Kālijs	23.10.2023
CC	M-CC-051/00	MET-CC-112/01	Magnijs / Integra 400	Kolorimetriskā beigu punkta noteikšanas metode / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Magnijs	04.10.2021
CC	M-CC-052/00	-	Hlors (Urīns) / Integra 400	Netiešā jonselektīvā elektrodu metode / Cobas Integra 400 Plus	Urīns	Hlors	05.10.2021
CC	M-CC-053/00	-	Nātrijs (Urīns) / Integra 400	Netiešā jonselektīvā elektrodu metode / Cobas Integra 400 Plus	Urīns	Nātrijs	05.10.2021
CC	M-CC-054/00	-	Kālijs (Urīns) / Integra 400	Netiešā jonselektīvā elektrodu metode / Cobas Integra 400 Plus	Urīns	Kālijs	05.10.2021
CC	M-CC-055/00	MET-CC-157/01	Magnijs (Urīns) / Integra 400	Kolorimetriskā beigu punkta noteikšanas metode ar CPZ III / Cobas Integra 400 Plus	Urīns	Magnijs	05.10.2021
CC	M-CC-056/00	-	Kreatīnkināze (serums, plazma) / Integra 400	UV tests / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Kreatīnkināze	18.10.2021
CC	M-CC-057/00	-	Albumīns (serums, plazma) / Integra 400	Kolorimetrisks tests / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Albumīns	20.10.2021

Izmekl. joma	Metodes identifikācija	Metodes identifikācija (iepriekš)	Izmeklējuma identifikācija	Izmeklējuma tehnoloģija	Izmeklējamais materiāls	Izmeklējums	Spēkā ar:
CC	M-CC-058/00	-	Orotskābes kvantitatīva noteikšana urīnā ar standartpiedevu metodi	Spektrofotometrija. Standartpievedu metode: Orotskābes bromēšanas reakcija / UV-VIS spektrofotometrs	Urīns	Orotskābe	04.03.2022
CC	M-CC-059/00	MET-49021	Spektrofotometriska glikozaminoglikānu kvantitatīva noteikšana urīnā un kvalitatīva frakciju sadalīšana ar viendimensijas elektroforēzi	Spektrofotometriska GAG noteikšanas metode /UV-VIS spektrofotometrs	Urīns	Glikozaminoglikāni (mukopolisaharīdi)	05.04.2022
CC	M-CC-060/00	-	Kvalitatīva sialotransferīnu izoformu noteikšana asins serumā ar izoelektrofokusēšanas metodi (iedzimto glikolizēšanās traucējumu selektīvais skrīnings)	Izelektrofokusēšanas metode / Elektroforēzes kamera ar strāvas avotu	Serums no venozām asinīm	CDG (sialotransferīnu izoformu noteikšana)	07.04.2022
CC	M-CC-061/00	-	Hlora noteikšana sviedros (Sviedru prove)	Titrēšana ar sudraba joniem / Hlora analizators Sherwood scientific model 926S	Sviedri	Sviedru prove	11.05.2022
CC	M-CC-064/00	MET-CC-250/01	Organisko skābju identificēšana un kvantitatīva/ kvalitatīva noteikšana urīnā ar GC/MS	Gāzu hromatogrāfija/masspektrometrija / Agilent 7890A ar MSD 5975C	Urīns	Organiskās skābes	07.10.2022

Izmekl. joma	Metodes identifikācija	Metodes identifikācija (iepriekš)	Izmeklējuma identifikācija	Izmeklējuma tehnoloģija	Izmeklējamais materiāls	Izmeklējums	Spēkā ar:
CC	M-CC-065/00	MET-CC-251/01	Ultraefektīvā šķidruma hromatogrāfijas metode aminoskābju semikvantitatīvai noteikšanai fizioloģiskajos šķīdumos	Ultraefektīva šķidruma hromatogrāfija / Ultraefektīvais šķidruma hromotogrāfs ar UV detektoru (UPLC-UV)	Urīns, asins plazma, cerebrospīnālais šķidrums(likvors)	Aminoskābes	07.10.2022
CC	M-CC-066/00	-	Ultra efektīvā šķidruma hromatogrāfijas metode purīnu un pirimidīnu semikvantitatīvai noteikšanai urīnā	Ultraefektīva šķidruma hromatogrāfija / Ultraefektīvais šķidruma hromotogrāfs ar UV detektoru (UPLC-UV)	Urīns	Purīni un pirimidīni	07.10.2022
CC	M-CC-067/00	MET-CC-117/01	CRO 4 - C-reaktīvais olbaltums (Asins serums, plazma) / Integra 400	Imūnturbidimetrija / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	C - reaktīvais olbaltums	28.06.2023
CC	<u>M-CC-068/01</u>	-	APOA – Apolipoproteīns A (Asins serums, plazma) / Cobas e 501	Imūnturbidimetrija / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Apolipoproteīns A	<u>27.12.2023</u>
CC	<u>M-CC-069/01</u>	-	APOB – Apolipoproteīns B (Asins serums, plazma) / Cobas e 501	Imūnturbidimetrija / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Apolipoproteīns B	<u>27.12.2023</u>
CC	M-CC-070/00	-	LDH – Laktātdehidrogenāze (Asins serums, plazma) / Integra 400	UV tests / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Laktātdehidrogenāze	23.08.2023
CC	M-CC-071/00	-	UA – Urīnskābe (Asins serums, plazma) / Integra 400	Enzimātisks kolorimetrijas tests / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Urīnskābe	25.08.2023

Izmekl. joma	Metodes identifikācija	Metodes identifikācija (iepriekš)	Izmeklējuma identifikācija	Izmeklējuma tehnoloģija	Izmeklējamais materiāls	Izmeklējums	Spēkā ar:
CC	-	MET-CC-53/01	Transferīns / Cobas c 501	Imūnturbidimetrija / Cobas c 501	Asins serums	Transferīns	13.05.2013
CC	-	MET-CC-54/01	Triglicerīdi / Cobas c 501	Fermentatīva kolorimetriskā metode / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Triglicerīdi	13.05.2013
CC	-	MET-CC-56/01	Urīnviela / Cobas c 501	Fermentatīva metode, ureāzes/GLDH reakcija / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Urīnviela	13.05.2013
CC	-	MET-CC-58/01	Urīnskābe / Cobas c 501	Fermentatīva metode, urikāzes reakcija / Cobas c 501	Asins serums, plazma	Urīnskābe	13.05.2013
CC	-	MET-CC-100/01	Kopējais olbaltums / Cobas Integra 400 Plus	Biureta reakcija (kolorimetrija) / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Kopējais olbaltums	13.05.2013
CC	-	MET-CC-101/01	Urīnviela / Cobas Integra 400 Plus	Fermentatīva metode, ureāzes/GLDH reakcija / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Urīnviela	13.05.2013
CC	-	MET-CC-102/01	Kreatinīns / Cobas Integra 400 Plus	Jaffes reakcija / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Kreatinīns	13.05.2013
CC	-	MET-CC-103/01	Alanīnaminotransferāze (ALAT) / Cobas Integra 400 Plus	IFCC metode bez piridoksāla-5 fosfāta (optimizētā) / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Alanīnaminotransferāze (ALAT)	13.05.2013
CC	-	MET-CC-104/01	Aspartātaminotransferāze (ASAT) / Cobas Integra 400 Plus	IFCC metode bez piridoksāla-5 fosfāta (optimizētā) / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Aspartātaminotransferāze (ASAT)	13.05.2013
CC	-	MET-CC-106/01	Lipāze / Cobas Integra 400 Plus	Fermentatīvs kolorimetriskais tests / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Lipāze	13.05.2013
CC	-	MET-CC-107/01	Amilāze / Cobas Integra 400 Plus	Fermentatīvs kolorimetriskais tests (IFCC) / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Amilāze	13.05.2013

Izmekl. joma	Metodes identifikācija	Metodes identifikācija (iepriekš)	Izmeklējuma identifikācija	Izmeklējuma tehnoloģija	Izmeklējamais materiāls	Izmeklējums	Spēkā ar:
CC	-	MET-CC-108/01	Kopējais bilirubīns / Cobas Integra 400 Plus	Diazo metode (DPD)+acid / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Kopējais bilirubīns	13.05.2013
CC	-	MET-CC-109/01	Tiešais bilirubīns / Cobas Integra 400 Plus	Diazo metode (DPD) / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Tiešais bilirubīns	13.05.2013
CC	-	MET-CC-110/01	Kalcijs / Cobas Integra 400 Plus	5-nitro-5'-methyl-BAPTA (NM-BAPTA) / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Kalcijs	13.05.2013
CC	-	MET-CC-111/01	Fosfors / Cobas Integra 400 Plus	Molibdāta ultravioletais tests / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Fosfors	13.05.2013
CC	-	MET-CC-113/01	Glikoze / Cobas Integra 400 Plus	Heksokināzes UV tests / Cobas Integra 400 Plus	Asins serums, plazma	Glikoze	13.05.2013
CC	-	MET-CC-114/01	Glikohemoglobīns A1C / Cobas Integra 400 Plus	Imūnturbidimetrija Turbidimetriskā infibīcijas imūnreakcija (TINIA) / Cobas Integra 400 Plus	Asins plazma	Glikohemoglobīns A1C	13.05.2013
CC	-	MET-CC-115/01	Laktāts / Cobas Integra 400 Plus	Kolorimetriska metode (Laktātoksidāze) / Cobas Integra 400 Plus	Asins pazma	Laktāts	13.05.2013
CC	-	MET-CC-116/01	Amonjaks / Cobas Integra 400 Plus	GLDH enzimātiskās metodes pielagojums / Cobas Integra 400 Plus	Asins plazma	Amonjaks	13.05.2013
CC	-	MET-CC-150/01	Mikroalbumīns / Cobas Integra 400 Plus	Imūnturbidimetrija / Cobas Integra 400 Plus	Urīns, CSF	Mikroalbumīns	13.05.2013
CC	-	MET-CC-151/01	Urīnviela-urea / Cobas Integra 400 Plus	Fermentatīva metode, ureāzes/GLDH reakcija / Cobas Integra 400 Plus	Urīns	Urīnviela-urea	13.05.2013
CC	-	MET-CC-152/01	Urīnskābe / Cobas Integra 400 Plus	Fermentatīva metode, urikāzes reakcija / Cobas Integra 400 Plus	Urīns	Urīnskābe	13.05.2013
CC	-	MET-CC-153/01	Kreatinīns / Cobas Integra 400 Plus	Jaffes reakcija / Cobas Integra 400 Plus	Urīns	Kreatinīns	13.05.2013

Izmekl. joma	Metodes identifikācija	Metodes identifikācija (iepriekš)	Izmeklējuma identifikācija	Izmeklējuma tehnoloģija	Izmeklējamais materiāls	Izmeklējums	Spēkā ar:
CC	-	MET-CC-154/01	Amilāze / Cobas Integra 400 Plus	Fermentatīvs kolorimetriskais tests (IFCC) / Cobas Integra 400 Plus	Urīns	Amilāze	13.05.2013
CC	-	MET-CC-155/01	Kalcijs / Cobas Integra 400 Plus	5-nitro-5'-methyl-BAPTA (NM-BAPTA) / Cobas Integra 400 Plus	Urīns	Kalcijs	13.05.2013
CC	-	MET-CC-156/01	Fosfors / Cobas Integra 400 Plus	Molibdāta ultravioletais tests / Cobas Integra 400 Plus	Urīns	Fosfors	13.05.2013
CC	-	MET-CC-158/01	Glikoze / Cobas Integra 400 Plus	Heksokināzes UV tests / Cobas Integra 400 Plus	Urīns	Glikoze	13.05.2013
CC	-	MET-CC-159/01	Kopējais olbaltums / Cobas Integra 400 Plus	Turbidimetriskā ar benzethonium chloride / Cobas Integra 400 Plus	Urīns	Kopējais olbaltums	13.05.2013
CC	-	MET-CC-161/01	Kopējais olbaltums / Cobas Integra 400 Plus	Turbidimetriskā ar benzethonium chloride / Cobas Integra 400 Plus	muguras smadzeņu šķidrums	Kopējais olbaltums	13.05.2013
CC	-	MET-CC-162/01	Glikoze / Cobas Integra 400 Plus	Heksokināzes UV tests / Cobas Integra 400 Plus	muguras smadzeņu šķidrums	Glikoze	13.05.2013
CC	-	MET-CC-163/01	Laktāts / Cobas Integra 400 Plus	Kolorimetriska metode (Laktātoksidāze) / Cobas Integra 400 Plus	muguras smadzeņu šķidrums	Laktāts	13.05.2013
MB	Mikrobioloģija						
MB	M-MB-001/00	MET-MB-01/02	Asins kultūru mikrobioloģiskā izmeklēšana	Asins uzsējumu inkubēšana VersaTREK septicēmijas analizatorā un pozitīvo paraugu mikrobioloģiskā izmeklēšana / VersaTREK	Asinis	Asins kultūru mikrobioloģiskā izmeklēšana	28.01.2019
MB	M-MB-002/00	MET-MB-02/02	Cerebrospinālā šķidruma mikrobioloģiskā izmeklēšana	Materiāla mikroskopija, uzsēšana un rezultātu interpretācija, tūrkultūras izdalīšana, identifikācija.	Likvors	Cerebrospinālā šķidruma mikrobioloģiskā izmeklēšana	28.01.2019

Izmekl. joma	Metodes identifikācija	Metodes identifikācija (iepriekš)	Izmeklējuma identifikācija	Izmeklējuma tehnoloģija	Izmeklējamais materiāls	Izmeklējums	Spēkā ar:
MB	M-MB-003/00	MET-MB-03/02	Brūču un mīksto audu kultūru mikrobioloģiskā izmeklēšana	Materiāla uzsēšana un rezultātu interpretācija, tīrkultūras izdalīšana, identifikācija.	Sākotnēji nesterili organisma šķidrumi un audi (brūču atdalījumi / strutas, dobumu punktāti, eksudāti, iztriepes	Brūču un mīksto audu kultūru mikrobioloģiskā izmeklēšana	06.02.2019
MB	M-MB-004/00	MET-MB-04/02	Izdalīto mikroorganismu jutības noteikšana	Disku difūzijas metode agarā	No klīniskā materiāla izdalītās mikroorganismu kultūras	Izdalīto mikroorganismu jutības noteikšana	30.01.2019
MB	M-MB-005/00	MET-MB-05/02	Elpošanas trakta kultūru mikrobioloģiskā izmeklēšana	Materiāla uzsēšana un rezultātu interpretācija, tīrkultūras izdalīšana, identifikācija	Iztriepes no rīkles, bronhu skalojumi, traheostomas, endotraheālie un plaušu aspirāti	Elpošanas trakta kultūru mikrobioloģiskā izmeklēšana	06.02.2019
MB	M-MB-006/00	MET-MB-06/02	Uroģenitālā trakta infekciju izraisītāju mikrobioloģiska izmeklēšana	Materiāla uzsēšana un rezultātu interpretācija, bakteriūrijas pakāpes noteikšana, tīrkultūru izdalīšana, identifikācija	Urīns	Uroģenitālā trakta infekciju izraisītāju mikrobioloģiska izmeklēšana	06.02.2019
MB	M-MB-007/00	MET-MB-07/02	Gastroenterītu izraisītāju – patogēno mikroorganismu noteikšana fēcēs (Shigella, Salmonella ģints baktērijas)	Materiāla uzsēšana un rezultātu interpretācija. Mikroorganismu identifikācija un seroloģisko īpašību noteikšana (aglutinācija).	Fēces	Gastroenterītu izraisītāju - patogēno mikroorganismu noteikšana fēcēs (Shigella, Salmonella ģints baktērijas)	06.02.2019
MB	M-MB-008/00	MET-MB-08/02	Jersiniozes izsaucēju noteikšana fēcēs	Materiāla uzsēšana un rezultātu interpretācija. Mikroorganismu identifikācija un seroloģisko īpašību noteikšana (aglutinācija)	Fēces	Jersiniozes izsaucēju noteikšana fēcēs	30.01.2019

Izmekl. joma	Metodes identifikācija	Metodes identifikācija (iepriekš)	Izmeklējuma identifikācija	Izmeklējuma tehnoloģija	Izmeklējamais materiāls	Izmeklējums	Spēkā ar:
MB	M-MB-009/00	MET-MB-09/02	Campylobacter ģints mikroorganismu noteikšana fēcēs	Materiāla uzsēšana un rezultātu interpretācija. Mikroorganismu morfoloģisko un bioķīmisko īpašību noteikšana, identifikācija	Fēces	Campylobacter ģints mikroorganismu noteikšana fēcēs	22.02.2019
MB	M-MB-010/00	MET-MB-10/02	Uzsējums/ iztriepe no rīkles uz beta hemolītiskiem streptokokiem (identifikācija līdz Lensfilda grupai)	Materiāla uzsēšana un rezultātu interpretācija. Mikroorganismu morfoloģisko un bioķīmisko īpašību noteikšana, identifikācija līdz Lensfilda grupai	Rīkles iztriepe	Uzsējums / iztriepe no rīkles uz beta hemolītiskiem streptokokiem (identifikācija līdz Lensfilda grupai)	30.01.2019
MB	M-MB-011/00	MET-MB-11/02	Meticilīna rezistentā Staphylococcus aureus (MRSA) noteikšana	Materiāla uzsēšana un rezultātu interpretācija. Meticilīnrezistences noteikšana	Iztriepes no gļotādas (aizdegun.), ādas (paduses, cirkšņi, ādas krokas utt.)	Meticilīna rezistentā <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA) noteikšana	22.02.2019
MB	M-MB-012/00	MET-MB-12/01	Rotavīrusa noteikšana	Imūnhromatogrāfiska metode / Teststrēmele	Fēces	Rotavīrusa antigēna noteikšana	22.02.2019
MB	M-MB-014/00	MET-MB-14/01	Norovīrusa antigēna noteikšana	Imūnhromatogrāfiska metode / Teststrēmele	Fēces	Norovīrusa antigēna noteikšana	28.02.2019
MB	M-MB-015/00	MET-MB-15/02	Candida ģints sēnīšu mikrobioloģiskā izmeklēšana	Materiāla uzsēšana un rezultātu interpretācija, tīrkultūras izdalīšana, mikroskopija, identifikācija	Bioloģiskais materiāls un izolētās mikroorganismu kultūras	Candida ģints sēnīšu mikrobioloģiskā izmeklēšana	26.02.2019
MB	M-MB-016/00	-	Rotavīrusa / adenovīrusa antigēnu noteikšana	Imūnhromatogrāfiska metode / Teststrēmele	Fēces	Rotavīrusa / adenovīrusa antigēnu noteikšana	04.03.2019

Izmekl. joma	Metodes identifikācija	Metodes identifikācija (iepriekš)	Izmeklējuma identifikācija	Izmeklējuma tehnoloģija	Izmeklējamais materiāls	Izmeklējums	Spēkā ar:
DNA	Molekulārā ģenētika						
DNA	M-DNA-001/01	MET-DNA-01/01	Polimerāzes ķēdes reakcija (PĶR)	Polimerāzes ķēdes reakcija (PĶR)	No primāra bioloģiskā parauga izolēta genomiskā DNS	Gēna mutāciju noteikšana, delēcijas noteikšana, metilēšanas statusa izmaiņu noteikšana	03.01.2023
DNA	M-DNA-002/01	-	SARS Cov-2 Influenzae A/B / cobas Liat	Reālā laika apgrieztās transkriptāzes polimerāzes ķēdes reakcijas (RL-RĶR) tehnoloģija	Nazofaringeālā, nazālā iztriepe	SARS-CoV-2, A tipa gripas un B tipa gripas vīrusu RNS noteikšana	06.12.2021
DNA	M-DNA-003/00	-	Kopiju skaita variāciju noteikšana ar hromosomālo mikročipu analīzi (CMA) CytoScan 750K vai CytoScan HD	Polimerāzes ķēdes reakcija (PĶR)	No klīniskā parauga (perifērās asinis, kultivētas vai nekultivētas horija bārkstīņas, kultivētas vai nekultivētas amnija šķidruma šūnas, augļa asinis, kaula smadzenes u.c.) izolēts genomiskais DNS	Kopiju skaita variāciju noteikšana ar hromosomālo mikročipu analīzi (CMA) CytoScan 750K vai CytoScan HD	29.10.2021
DNA	M-DNA-005/00	MET-DNA-03/01	Kvantitatīva polimerāzes ķēdes reakcija - genotipēšana	Amplifikācija ar polimerāzes ķēdes reakciju / Kvantitatīva polimerāzes ķēdes reakcija	No primāra bioloģiskā parauga izolēta genomiskā DNS	DMPK gēna CTG atkārtojumu skaita noteikšana; FMR1 gēna CGG atkārtojumu skaita noteikšana; HTT gēna CAG atkārtojumu skaita noteikšana; Biežāk sastopamo aneuploidiju 13., 18., 21., X un Y hromosomu skaita noteikšana; Mātes šūnu kontaminācijas tests	19.10.2022

Izmekl. joma	Metodes identifikācija	Metodes identifikācija (iepriekš)	Izmeklējuma identifikācija	Izmeklējuma tehnoloģija	Izmeklējamais materiāls	Izmeklējums	Spēkā ar:
DNA	M-DNA-006/00	-	Eksoma sekvencēšanas datu bioinformātiskā analīze un klīniskā interpretācija	Lielmolekulāro datu bioinformātiskā analīze	No primāra bioloģiskā parauga izolēta genomiska DNS	Noteikto kopiju skaita variāciju (CNV) analīze un ģenētisko datu interpretācija	21.10.2022
DNA	-	MET-DNA-02/01	Polimerāzes ķēdes reakcija ar detekciju reālajā laikā (PĶR-RL)	Polimerāzes ķēdes reakcija ar detekciju reālajā laikā (PĶR-RL)	Bioloģiskais materiāls	Kopiju skaita noteikšana	13.05.2013
DNA	-	MET-DNA-04/01	Sekvenēšana	Sekvenēšana	Bioloģiskais materiāls	Gēna mutāciju noteikšana	13.05.2013